




THUASNE

CATALOGUE
ORTHOPÉDIE
2023



N° CLIENT

DÉLÉGUÉ THUASNE

TÉL.

■ PRISE DE MESURES

COU




Mesurer le tour de cou




Mesurer la hauteur de cou, tête droite, de la trachée au menton

DOS




Mesurer le tour de taille au niveau du nombril



Mesurer le tour de hanches

ÉPAULE - COUDE



Mesurer la circonférence sous la poitrine avec le bras lésé



Mesurer le tour de bras au niveau du biceps




Mesurer la circonférence 8 cm sous le coude

POIGNET - DOIGTS



Mesurer la circonférence du poignet



Mesurer la largeur de la main au niveau des métacarpes



Mesurer la circonférence de l'index à la base de l'ongle



Mesurer la distance entre le bout du doigt lésé et le poignet


GENOU - MOLLET



Mesurer la circonférence du genou au milieu de la rotule, genou en légère flexion



Mesurer la circonférence du mollet 25 mm en-dessous de la tête de la fibula



Mesurer la circonférence de la cuisse au plus fort ou à X cm au-dessus du genou



Mesurer la largeur du genou



Mesurer la circonférence du mollet Y cm en-dessous du genou



Mesurer la taille



Mesurer la circonférence de la cuisse X cm au-dessus du genou et le tour du mollet Y cm en-dessous du genou



Mesurer la hauteur sol-entrejambe

CHEVILLE - PIED



Mesurer la circonférence de la cheville au-dessus de la malléole



Mesurer la circonférence du cou-de-pied



Longueur de pied (cm)



Pointure (EUR)

INFORMATIONS PRATIQUES



Service client France métropole

Nos conseillers, basés à Saint-Étienne, vous accueillent :
du lundi au vendredi de 8H30 à 18H30 sans interruption.
Par téléphone : **04 77 81 40 42**
Par e-mail : **back-office@thuasne.fr**



Service conseil

Pour toutes demandes d'ordre technique, notre équipe conseil est à votre disposition :
du lundi au vendredi de 8H30 à 18H30 sans interruption.
Téléphone : **04 77 81 40 40**
E-mail : **service.conseil@thuasne.fr**



Comment passer commande

Par téléphone : **04 77 81 40 42** ; par e-mail : **commande@thuasne.fr**
Par **Thuasne Care** ; par **Pharma ML**
Après de votre **commercial de secteur**
Pour toute commande, merci de vous munir de votre code client



Service client sur-mesure

Nos conseillers, basés à Saint-Étienne, vous accueillent :
du lundi au vendredi 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H30.
Par téléphone : **04 77 81 11 16**
Par e-mail : **sur-mesure@thuasne.fr**



EXPEDITIONS ET LIVRAISONS

Commandes► **Délai d'expédition**► **Délai de livraison**

Expédition le jour même
si commande avant 15H

24H*/48H

LIVRAISON

Le samedi matin

Oui (sous réserve que la zone
soit desservie par le transporteur)

*96 % des commandes sont livrées à J+1 – Données partenaires

Easy retour**

Vous souhaitez effectuer un retour ou l'échange d'un produit sans abattement***, vous bénéficiez d'un délai de 30 jours à réception.
Contactez notre Service Client pour obtenir votre bon retour. Le produit doit être retourné neuf, jamais porté et dans son emballage d'origine.

Facture

Faites un geste pour la planète, choisissez la dématérialisation de vos factures.
Retrouvez l'ensemble de vos factures sur votre espace client Thuasne Care.

** Retour facile.

*** Pour toute demande de retour hors délai de 30 jours, un abattement de 20 % sera appliqué.

Pour tout retour sans accord préalable ou sans bon de retour dans le colis, un abattement de 100 % sera appliqué.

Chère cliente, cher client,

Nous sommes heureux de vous remettre ce catalogue reprenant l'ensemble de nos solutions orthopédiques.

En 2022, nous avons eu à cœur de délivrer nos produits, dans un contexte de flambée des prix et des coûts de transport ainsi que de rareté des matières premières. Du fil à la livraison, notre modèle d'ETI* française intégrée nous a permis d'en limiter les impacts.

Certains vents contraires pourraient se maintenir en 2023, et nous les traverserons ensemble.

Plus que jamais, Thuasne s'engage à vos côtés, en tant que partenaire solide, à fournir des solutions innovantes, efficaces et adaptées à de nombreux besoins pour améliorer la mobilité et la qualité de vie des patients.

Nous vous donnons rendez-vous tout au long de l'année 2023 pour découvrir le fruit du travail de nos équipes de recherche et développement, marketing, design et industrielles, à travers de prochaines nouveautés.

Avec vous, et pour vous accompagner chaque jour, nous continuons à développer des services et contenus et restons mobilisés pour la digitalisation de la santé. Alors, poursuivons ensemble ce chemin vers la mobilité et l'agilité dans un univers inattendu et souvent changeant.

Nous vous remercions pour votre confiance et vous souhaitons une belle année 2023.

Delphine Hanton
Directrice Générale



Elizabeth Ducottet
Président Directeur Général



Le groupe Thuasne a 175 ans

C'est à Saint-Étienne qu'est ancré le savoir-faire du Groupe Thuasne qui, depuis plus de 175 ans, imagine, développe et fabrique des dispositifs médicaux permettant à chacun de devenir acteur de sa propre santé. Fruit de l'histoire partagée de 6 générations d'entrepreneurs, Thuasne propose dans plus de 85 pays des solutions de santé concrètes, simples, adaptées et innovantes, au service de la mobilité.

Notre expertise s'adresse aux patients dans les domaines de l'orthopédie (ceintures, orthèses), de la compression médicale (phlébologie, lymphologie, cicatrisation), de la féminité (prothèses externes de sein, lingerie) et du maintien à domicile.

Thuasne aujourd'hui c'est ...



2 400
collaborateurs
dans le monde



Un chiffre d'affaires de
250 M€
d'euros en 2021



50 %
du chiffre d'affaires
réalisé à l'international



Une présence
commerciale dans
85 pays



14
sites industriels en
Europe et aux États-Unis



22 000
clients professionnels



30 à 40
nouvelles références
proposées par an



Une orthèse vendue toutes
les 2 secondes
dans le monde



15 millions
de kilomètres de fils tricotés



5 700
kilomètres de tissu produits par an

SOMMAIRE

LA GAMME IMPACT	6
COU	8
DOS	14
COUDE - ÉPAULE	28
POIGNET - POUCE	38
GENOU	48
CHEVILLE	70
PIED	82
JUNIOR & AUTRES GAMMES	90
SUR-MESURE PATIENT	98
OUTILS	102

Les produits présents dans ce document, sont des dispositifs médicaux de classe I. Lire attentivement les notices avant utilisation pour les indications et contre-indications. Lorsque le DM est pris en charge par l'assurance maladie, un tarif LPPR est indiqué ; dans le cas contraire le DM n'est pas pris en charge. 2022 - 11.



Hors indication contraire, fabricant :
Thuasne 120, rue Marius AUFAN
92300 Levallois-Perret - France.

Photos : Studio Caterin, Thierry Malty, Martin Colombet, VaLiza/Shutterstock.com, Master1305/Shutterstock.com, Cyrille Quintard, Thierry Bouet - (2022-11).

*L'essentiel
de l'orthopédie*



Notre gamme **IMPACT**

■ COU



Ortel C1 Classic
Collier souple
p. 12

■ DOS



LombaStart
Ceinture de soutien
lombaire double sanglage
p. 23

■ DOS



LombaFirst
Ceinture de soutien
lombaire simple sanglage
p. 24



Lombacross Activity
Ceinture de soutien
lombaire renforcée
p. 22

■ POIGNET



Manurhizo
Attelle d'immobilisation
poignet-pouce
p. 44



Manulmmo® Open
Attelle d'immobilisation
de poignet à ouverture totale
p. 42

■ GENOU




Genu Dynastab®
Genouillère ligamentaire
articulée
p. 62

■ CHEVILLE



Ligacast®
Attelle stabilisatrice
de cheville
p. 76



Le saviez-vous ?

10 à 20 %  **de la population**

adulte est touchée par des douleurs au cou⁽¹⁻²⁾.
Le cou est l'une des parties du corps la plus touchée par les TMS (troubles musculo-squelettiques) au bureau⁽³⁾.

1/4 des personnes ayant un emploi de bureau

se plaignent de douleurs au cou⁽⁴⁾

Les personnes pratiquant **des sports de contact** (football, boxe, hockey...) font également partie des personnes les plus touchées⁽⁵⁾

COLLIER CERVICAL : QUELS BÉNÉFICES ?

Le collier cervical immobilise ou limite plus ou moins fortement l'amplitude des mouvements de rotation et/ou flexion de la colonne cervicale.

Il agit à différents niveaux :

- 1 **Effet antalgique**
Par limitation des mouvements et sollicitations mécaniques douloureux⁶
- 2 **Effet décontracturant**
Par augmentation de la chaleur locale, qui favorise le relâchement musculaire⁶
- 3 **Limitation/immobilisation du rachis cervical**
Varie en fonction du degré de rigidité⁶
- 4 **Stimule la proprioception**
Par renforcement des sensations de contrôle du rachis cervical⁶

(1-2) American College of Rheumatology. Patients and Public, Patient Education - Neck Pain, American College of Rheumatology. [Consulté le 24 février 2009]. www.rheumatology.org

(3) Côté P, Cassidy JD, et al. The annual incidence and course of neck pain in the general population: a population-based cohort study. Pain. 2004 Dec;112(3):267-73.

(4) Léna, P. (2013). Le cou, première victime de la vie au bureau. Le figaro santé.

(5) Passeport santé. (s.d.). Les symptômes, les personnes à risque et les facteurs de risque des troubles musculosquelettiques du cou (entorse cervicale, torticolis); Récupéré sur Passeport santé : <https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=troubles-musculosquelettiques-x-cou-pm-symptomes-des-douleurs-au-cou>

(6) Données internes de marquage CE.

LE COU

Quelle solution pour
quelle pathologie ?

Quelles prescriptions ?

COLLIER

Quelles indications ?

Torticolis
Usage post-opératoire

Structure souple
Mousse

Effet proprioceptif
● ○ ○ ○

Ortel C1 Classic



page
12

Ortel C1 Anatomic



page
12

Torticolis
Névralgie cervicobrachiale

Structure semi-rigide
Mousse + plastique


Stabilisation du rachis cervical
● ● ○ ○

Ortel C2 Plus



page
12

COLLIER



* Appuis mentonnier, sternal, occipital et dorsal

Notre gamme
IMPACT



Ortel C1 Classic

Collier souple

INDICATIONS


- Torticolis
- Arthrose cervicale
- Syndrome cervical
- Syndrome de la tête tombante
- Coup du lapin léger/entorse légère
- Usage post-opératoire
- Rééducation après le port d'un collier cervical rigide

Patient cible

Personnes souffrant de torticolis
Patients en conditions post-opératoires

À RETENIR

Maintien léger : mousse de soutien souple
Confort : housse de confort amovible et lavable
Facilité de mise en place : réglage précis par auto-agrippant



		Couleur Beige	
1	28 - 33	3111790238461	3111790238478
2	34 - 39	3111790238485	3111790238492
3	40 - 46	3111790238508	3111790238515
L.P.P.R TTC		9,25 €	9,25 €

Ortel C1 Anatomic

Collier souple anatomique

INDICATIONS

- Torticolis
- Arthrose cervicale
- Syndrome cervical
- Syndrome de la tête tombante
- Coup du lapin léger/entorse légère
- Usage post-opératoire
- Rééducation après le port d'un collier cervical rigide

Patient cible

Personnes souffrant de torticolis
Patients en conditions post-opératoires

À RETENIR

Maintien léger : mousse de soutien souple
Confort : forme anatomique et housse amovible et lavable
Facilité de mise en place : réglage précis par auto-agrippant



		Beige		Bleu		Beige		Bleu		Beige		Bleu	
1	28 - 33	3111790238522	3111790238539	3111790238546	3111790238553	3111790238560	3401042651033						
2	34 - 39	3111790238584	3111790238591	3111790238607	3111790238614	3111790238621	3111790238638						
3	40 - 46	3111790238645	3111790238652	3111790238669	3111790238676	3111790238683	3111790238690						
L.P.P.R TTC		9,25 €											

Ortel C2 Plus

Collier semi-rigide

INDICATIONS

- Torticolis
- Arthrose cervicale
- Syndrome cervical
- Syndrome de la tête tombante
- Coup du lapin léger/entorse légère
- Névralgie cervicobrachiale
- Rééducation après le port d'un collier cervical rigide

Patient cible

Personnes souffrant de torticolis
Patients en conditions post-opératoires

À RETENIR

Stabilisation de la zone cervicale : structure interne de soutien semi-rigide
Confort : mousse de soutien compacte de forme anatomique et housse amovible et lavable
Facilité de mise en place : réglage précis par auto-agrippant



		Beige		Marine		Beige		Marine		Beige		Marine	
1	28 - 33	3111790238287	3111790238294	3111790238300	3111790238317	3111790238324	3111790238331						
2	34 - 39	3111790238348	3111790238355	3111790238362	3111790238379	3111790238386	3111790238393						
3	40 - 46	3111790238409	3111790238416	3111790238423	3111790238430	3111790238447	3111790238454						
L.P.P.R TTC		13,10 €											



Ortel C3

Collier cervical rigide

INDICATIONS

- Radiculopathie cervicale
- Spondylose cervicale
- Fractures cervicales stables
- Usage post-opératoire
- Coup du lapin

Patient cible

Patients souffrant de radiculopathie cervicale

À RETENIR

Stabilisation et immobilisation : structure rigide

Confort et respirabilité : capitonnage des bords en contact avec la peau, perforations, appui mentonnier anatomique

Facilité de mise en place : réglage précis en hauteur et à l'arrière par auto-agrippant



1	28 - 33 cm	3111790237792
2	34 - 39 cm	3111790237808
3	40 - 46 cm	3111790237822

L.P.P.R TTC

15,71 €



Ortel C4 Rigid

Collier cervical rigide

INDICATIONS

- Radiculopathie cervicale
- Spondylose cervicale
- Fractures cervicales stables
- Usage post-opératoire
- Coup du lapin

Patient cible

Patients souffrant de fractures cervicales stables
Patients en conditions post-opératoires

À RETENIR

Immobilisation et ciblage précis de la zone cervicale douloureuse : structure de soutien rigide et renforcée avec appuis mentonnier, sternal, occipital et dorsal haut

Confort au porter : mousse hypoallergénique

Adaptable à la morphologie : coque moulée antérieure et postérieure de forme anatomique

Utilisable en imagerie médicale : composants radiotransparents

Accès facilité à la trachée : ouverture trachéale



1	25,5 - 33 cm	3111790238737
2	33,5 - 40 cm	3111790238744
3	40,5 - 48 cm	3111790238751

L.P.P.R TTC

18,77 €



Ortel C4 Vario

Collier cervical rigide

INDICATIONS

- Pathologies traumatiques : entorse, immobilisation post-opératoire
- Pathologies dégénératives : arthrose cervicale

Patient cible

Patients souffrant de fractures cervicales stables
Patients en conditions post-opératoires


À RETENIR

Immobilisation et ciblage précis de la zone cervicale douloureuse : structure de soutien rigide et renforcée avec appuis mentonnier, sternal, occipital et dorsal haut avec coque postérieure

Confort : renfort en mousse amovible et lavable

Adaptable à la morphologie : coque moulée antérieure et postérieure de forme anatomique

Accès facilité à la trachée : ouverture trachéale



TAILLE UNIQUE	4035459274036
---------------	---------------

L.P.P.R TTC

18,77 €





Le saviez-vous ?

Le mal de dos | Un enjeu de santé publique

Notre dos est sollicité

93% des français

déclarent avoir déjà eu **des problèmes de dos**⁽¹⁾

2/3

des lombalgiques sont **des femmes**⁽²⁾



Risque de passage à la **chronicité** dans 7 % des cas⁽³⁾



1 lombalgie sur 5 entraîne un **arrêt de travail**⁽⁴⁾

Le mouvement est **le traitement premier**


La **Haute Autorité de Santé** recommande la prise en charge de la douleur et la reprise et le maintien de ses activités quotidiennes⁽³⁾

La ceinture lombaire au service du mouvement

Pour favoriser la reprise d'activité, la HAS mentionne

« LA POSSIBILITÉ DU PORT D'UNE CEINTURE LOMBAIRE POUR AIDER À LA REPRISE D'ACTIVITÉ (AE) »⁽⁵⁾

QUELS BÉNÉFICES ?⁽⁶⁾⁽⁷⁾



Soulager la zone lombaire

Augmentation de la pression intra-abdominale

- Effet antalgique par compression
- Meilleure répartition de la charge sur les disques intervertébraux

Imposer une attitude antalgique (rappel postural)

Limiter les mouvements extrêmes douloureux

Faciliter la remobilisation précoce

Réduire l'appréhension à l'activité quotidienne

(1) Baromètre BVA réalisé par Internet en juin 2017 auprès du grand public et des médecins généralistes.

(2) Étude Palombie - Docteur Allaert - Actualité Pharmaceutiques n°521 - Décembre 2012.

(3) Livret lombalgie assurance maladie : « Quelques éléments d'information destinés aux professionnels de santé concernant le patient atteint de Lombalgie commune après avis de la HAS ».

(4) Cherin P. et de Jaeger C., «La lombalgie chronique : actualités, prise en charge», Chronic low back pain: News and treatment, septembre, 2011.

(5) Source : HAS - Fiche mémo Prise en charge du patient présentant une lombalgie commune - Mars 2019.

(6) The effect of different lumbar belt designs on the lumbopelvic rhythm in healthy subjects Christian Larivière1,3*.


(7) A Preliminary Study of the Objective Measurement of Compliance Rates for Semirigid Lumbar-Support Use in Patients with Chronic Nonspecific Low Back Pain: How Important Is the Compliance Rate? Maryam Hekmatfard, Mohammad Ali Sanjari2, Nader Maroufi3, Hassan Saeedi1, Esmail Ebrahimi3, Hamid Behtash4 -2017.

(8) Diagnostic, prise en charge et suivi des malades atteints de lombalgie chronique - Service des recommandations et références professionnelles - Décembre 2000.

DIMINUTION DE LA DOULEUR ET RETOUR RAPIDE À L'ACTIVITÉ en utilisant une ceinture lombaire

Efficacité de la ceinture lombaire
Lombacross Activity
dans la douleur lombaire subaiguë

Une étude clinique ouverte,
multicentrique et randomisée¹



Objectifs

Évaluation clinique et économique d'une Ceinture de Soutien Lombaire Thuasne

Méthodologie



RÉSULTATS

4 résultats majeurs

- ✓ Une **diminution** plus rapide et plus importante de **l'intensité de la douleur**⁵
- ✓ Une **récupération fonctionnelle** plus rapide et plus étendue⁶
- ✓ Une **économie moyenne de 200 €** sur le coût du traitement²
- ✓ Un **très fort taux de satisfaction** du port de la ceinture : 93,7 %³




Service médical rendu⁷

Évolution du score EIFEL⁵ entre J0 et J90

Groupe avec ceinture/
groupe avec traitement usuel

G1 (Lombacross Activity) —
G2 (groupe témoin) —




Amélioration fonctionnelle statistiquement significative
dès le 1^{er} mois pour le groupe avec ceinture, persistante à J90

Évolution du score EVA⁶ entre J0 et J90

Groupe avec ceinture/
groupe avec traitement usuel

G1 (Lombacross Activity) —
G2 (groupe témoin) —



Diminution de la douleur statistiquement significative
dès le 1^{er} mois pour le groupe avec ceinture, persistante à J90

Effet comparé de l'activité des muscles abdominaux

Avec et sans ceinture lombaire souple chez des lombalgiques chroniques

CL. HAMONET, C. MEZIERE - Rhumatologie, 1993.45, 7, 165-170

Dans **92%** des cas :
activité musculaire **maintenue ou augmentée**

Redistribution de l'activité musculaire à long terme

DIMINUTION DE LA DOULEUR DANS LA PLUPART DES SITUATIONS DE VIE QUOTIDIENNE

en utilisant des ceintures spéciales
femmes enceintes



Objectifs

Grossesse et douleur pelvienne : analyse des effets de la ceinture pelvienne sur la douleur¹

Méthodologie

Étude randomisée⁽¹⁾

46 femmes
enceintes

9 semaines en moyenne



GROUPE A

38 femmes enceintes souffrant de douleurs pelviennes
ayant porté une ceinture.

Ce groupe a été séparé en deux groupes randomisés :

A1 : Femmes enceintes ayant porté l'Ortel P

A2 : Femmes enceintes ayant porté la Lombamum[®]



GROUPE B

Femmes enceintes souffrant de douleurs pelviennes
et n'ayant pas porté de ceinture

RÉSULTATS PROUVÉS



Après, en moyenne, 9 semaines de port :
Baisse de l'intensité de la douleur globale de 20 mm²



Baisse de l'intensité des douleurs sacro-iliaques de 20 mm²



Baisse du nombre de femmes rapportant des douleurs durant la marche
ou lors de positions prolongées assise ou debout⁴



Baisse du nombre de femmes rapportant des douleurs diffuses ou profondes⁴

1. Bertuit J. et al. J Clin Nurs. 25 mai 2017. DOI:10.1111/jocn.13888. Pregnancy and pelvic girdle pain: analysis of pelvic belt on pain.


2. Score EVA : Échelle Visuelle Analogique

3. La valeur de significativité minimale pour le p est de 0,05. Plus la valeur p est basse, meilleure est la significativité du résultat de l'étude.

4. Évolution du % de femmes rapportant une douleur dans certaines situations de la vie quotidienne entre le 2ème et le 3ème trimestre de grossesse.




Évolution
du score **EVA²**
entre le 2^{ème} (T2)
et le 3^{ème} (T3)
trimestre de grossesse

Ceinture —
Sans ceinture —



Diminution statistiquement significative de la douleur globale
au cours du temps dans le groupe «ceintures»

Évolution du **% de femmes rapportant une douleur**
dans certaines situations de la vie quotidienne
entre le 2^{ème} et le 3^{ème} trimestre de grossesse

Symptômes	Avec ceinture	Sans ceinture
 Douleur pendant la marche	- 37 %	- 1 %
 Douleur en position debout prolongée	- 42 %	- 25 %
 Douleur en position assise prolongée	- 37 %	- 25 %

Diminution statistiquement significative du % de femmes
rapportant des douleurs dans les situations de la vie quotidienne

LE DOS | Quelle solution pour quelle prescription ?

Quelles prescriptions ?

CEINTURE LOMBAIRE

Quelles indications ?

Morphologie classique

Morphologie atypique

Station debout prolongée

Travail de force

Activités variées

Station assise prolongée

Hanches larges, embonpoint⁵

Douleurs hautes modérées à importantes jusqu'en T9

Facilité et précision de serrage¹

Maintien renforcé⁴
Forte compression

Adaptation à la morphologie³

Discrétion sous les vêtements
effet «seconde peau»²

Adaptation à la morphologie³

Facilité et précision de serrage¹

LombaStab



page
22

Lombacross Activity



page
22

Lombatech®



page
23

LombaSkin



page
24

Lombatech®



page
23

LombaStab High



page
26




LombaStart
Double sanglage
page 23



LombaFirst
Simple sanglage
page 24





LombaStab

Ceinture lombaire à serrage facile⁽¹⁾




INDICATIONS

- Lomalgies communes non spécifiques (stades aigu, subaigu et chronique)
- Canal lombaire étroit



Patient cible

Station debout prolongée

À RETENIR

- 1 **Adaptable à la morphologie** : 4 baleines dorsales conformables et plaques dorsales indépendantes
 - 2 **Facile à mettre en place** : passe-mains symétriques pour faciliter le centrage de la ceinture
 - 3 **Serrage facile et précis⁽¹⁾** : système de serrage par câble, et poignées de serrage faciles à appréhender
 - 4 **Confortable et respirante** : tissu LombaStab breveté et doublure Coolmax⁽²⁾
- Facilité d'entretien 



			
1	60 - 80 cm	3111790854814	3111790853817
2	75 - 95 cm	3111790854821	3111790853824
3	90 - 110 cm	3111790854838	3111790853831
4	105 - 125 cm	3111790854845	3111790853848
5	120 - 140 cm	3111790854852	3111790853855
L.P.P.R TTC		47,19 €	55,86 €



Vidéo de mise en place
disponible sur www.youtube.fr

(1) Étude réalisée en interne sur un panel de 13 personnes. Juillet 2019
(2) <https://coolmax.com/en/>

Notre gamme
IMPACT



Lombacross Activity

Ceinture de soutien lombaire renforcée⁽¹⁾


INDICATIONS

- Lomalgies communes non spécifiques (stades aigu, subaigu et chronique)
- Canal lombaire étroit



Patient cible

Patient avec activités intenses, travailleur de force (port de charges lourdes...)

À RETENIR

- Forte compression & maintien renforcé** : sangle additionnelle renforcée
 - Confort** : découpes anatomiques au niveau des hanches et des côtes
 - Respirabilité** : évacue l'humidité grâce au tissu Combitec⁽²⁾ (breveté)
- Facilité d'entretien 

pages
18 à 21
voir **ÉTUDES
CLINIQUES**

						
	Blanc	Noir		Blanc	Noir	Beige
1	52 - 62	3111790231141	3111790231158	1 52 - 62	3111790230908	3111790230922 3111790230939
2	63 - 74	3111790231165	3111790231172	2 63 - 74	3111790230946	3111790230960 3111790230977
3	75 - 89	3111790231189	3111790231196	3 75 - 89	3111790230984	3111790231004 3111790231011
4	90 - 105	3111790231202	3111790231219	4 90 - 105	3111790231028	3111790231042 3111790231059
5	106 - 120	3111790231226	3111790231233	5 106 - 120	3111790231066	3111790231080 3111790231097
6	121 - 140	3111790231240	3111790231257	6 121 - 140	3111790231103	3111790231127 3111790231134
L.P.P.R TTC		47,19 €		L.P.P.R TTC		55,86 €



Vidéo de mise en place
disponible sur www.youtube.fr


Existe en
Sur-Mesure Patient

(1) Grâce à la sangle additionnelle renforcée. (2) Rapport d'étude interne OC1806, 2019



Lombatech®

Ceinture lombaire adaptable à la morphologie et à la localisation de la douleur⁽¹⁾


INDICATIONS

- Lombalgies communes non spécifiques (stades aigu, subaigu et chronique)
- Canal lombaire étroit


Patient cible

Personne exerçant des activités variées
Morphologie atypique : hanches larges, embonpoint⁽²⁾
Douleurs hautes ou basse sur la partie lombaire⁽²⁾

À RETENIR

- 1 **Adaptation aux mouvements du corps** : baleines désolidarisées
 - 2 **Ciblage de la zone de douleur** : sangle additionnelle
 - 3 **Respirabilité** : évacue l'humidité grâce au tissu Combitex⁽³⁾ (breveté) et au tissu Coolmax⁽⁴⁾
 - 4 **Couverture de tailles importante** : pour répondre à un maximum de patients
- Facilité d'entretien 



			
1	60 - 75 cm	3111790231660	3111790231578
2	76 - 94 cm	3111790231677	3111790231585
3	95 - 115 cm	3111790231684	3111790231592
4	116 - 140 cm	3111790231691	3111790231608
5	140 - 160 cm	3111790231707	3111790231615
	L.P.P.R TTC	47,19 €	55,86 €



Vidéo de mise en place
disponible sur www.youtube.fr

(1) Baleines désolidarisées permettant de s'adapter au mouvement du corps et sangle additionnelle permettant de s'adapter à la localisation de la douleur. (2) Grâce au positionnement de la sangle additionnelle. (3) Rapport d'étude interne OC1806, 2019. (4) <https://coolmax.com/en/>



ACCÈS AUX SOINS

Notre gamme
IMPACT




LombaStart




Ceinture de soutien lombaire double sanglage

INDICATIONS

- Lombalgies communes non spécifiques (stades aigu, subaigu et chronique)
- Canal lombaire étroit

À RETENIR

- Confortable et discrète** : tissu fin sans coutures
Adaptabilité : baleines en acier conformables
Facilité de mise en place : passe-mains et passe-pouces pour centrer la ceinture.
Cordons maintenant la double sangle en place
Facilité d'entretien 

			
1	60 - 80 cm	3111790874119	3111790873112
2	75 - 95 cm	3111790874126	3111790873129
3	90 - 110 cm	3111790874133	3111790873136
4	105 - 125 cm	3111790874140	3111790873143
5	120 - 140 cm	3111790874157	3111790873150
	L.P.P.R TTC	47,19 €	55,86 €



Vidéo de mise en place
disponible sur www.youtube.fr



Vidéo de mise en place
disponible sur
www.youtube.fr

LombaSkin

Ceinture lombaire discrète effet « seconde peau »⁽¹⁾

INDICATIONS

- Lumbalgies communes non spécifiques (stades aigu, subaigu et chronique)
- Canal lombaire étroit


Patient cible

Station assise prolongée

À RETENIR

- 1 **Confortable** : effet « seconde peau », tissu respirant Combitec⁽¹⁾
 - 2 **Discrète** : tissu fin, sans coutures, sans bordures
 - 3 **Adaptabilité** : design étudié pour libérer les hanches et les côtes, baleines en acier conformables
 - 4 **Facilité de mise en place** : passe-mains symétriques pour centrer la ceinture
- Facilité d'entretien

		Beige	Noir/bleu
			
		21 cm	
1	60 - 80 cm	3111790042051	3111790871064
2	75 - 95 cm	3111790042068	3111790871071
3	90 - 110 cm	3111790042075	3111790871088
4	105 - 125 cm	3111790042082	3111790871095
5	120 - 140 cm	3111790042099	3111790871101
L.P.P.R TTC		47,19 €	

		Beige	Noir/bleu
			
		26 cm	
1	60 - 80 cm	3111790041757	3111790870067
2	75 - 95 cm	3111790041764	3111790870074
3	90 - 110 cm	3111790041771	3111790870081
4	105 - 125 cm	3111790041788	3111790870098
5	120 - 140 cm	3111790041795	3111790870104
L.P.P.R TTC		55,86 €	



ACCÈS AUX SOINS

Notre gamme
IMPACT



LombaFirst


Ceinture de soutien lombaire simple sanglage


INDICATIONS

- Lumbalgies communes non spécifiques (stades aigu, subaigu et chronique)
- Canal lombaire étroit

À RETENIR

- Confortable et discrète** : tissu fin sans coutures
Adaptabilité : baleines en acier conformables
Facilité de mise en place : passe-main et passe-pouce pour centrer la ceinture
Facilité d'entretien

			
		21 cm	
1	60 - 80 cm	3111790876106	
2	75 - 95 cm	3111790876113	
3	90 - 110 cm	3111790876120	
4	105 - 125 cm	3111790876137	
5	120 - 140 cm	3111790876144	
L.P.P.R TTC		47,19 €	

			
		26 cm	
1	60 - 80 cm	3111790875109	
2	75 - 95 cm	3111790875116	
3	90 - 110 cm	3111790875123	
4	105 - 125 cm	3111790875130	
5	120 - 140 cm	3111790875147	
L.P.P.R TTC		55,86 €	



Lombax Original

Ceinture pour un port occasionnel

INDICATIONS


- Lumbalgies communes non spécifiques (stades aigu, subaigu et chronique)
- Canal lombaire étroit

Patient cible

Patients avec activité modérée, port occasionnel

À RETENIR


- Compression élastique forte et robustesse** : tissu Lombax
Confort et respirabilité : plastron dorsal en tricot 3D⁽¹⁾
Facilité de mise en place : fermeture en deux parties
Facilité d'entretien

			
		21 cm	
1	60 - 85 cm	3111790230496	
2	86 - 112 cm	3111790230519	
3	112 - 140 cm	3111790230533	
L.P.P.R TTC		47,19 €	

			
		26 cm	
1	60 - 85 cm	3111790230502	
2	86 - 112 cm	3111790230526	
3	112 - 140 cm	3111790230540	
L.P.P.R TTC		55,86 €	



Existe en
Sur-Mesure Patient



Ortel P

Ceinture pelvienne

INDICATIONS


- Douleurs pelviennes liées à la grossesse (douleurs pelviennes postérieures, douleurs sacro-iliaques, douleurs symphysaires).

À RETENIR

Fort compression adaptable : tissu élastique et sangle additionnelle

Confort : doublure en tissu-éponge doux


Entretien facilité 40



1	83 - 89 cm	3111790240457
2	90 - 96 cm	3111790240464
3	97 - 105 cm	3111790240471
4	106 - 114 cm	3111790240488
5	115 - 125 cm	3111790240495
6	126 - 136 cm	3111790240501

L.P.P.R TTC

NON REMBOURSÉ S.S.



Lombamum®

Ceinture lombaire de maternité

INDICATIONS

- Douleurs lombaires
- Douleurs pelviennes liées à la grossesse (douleurs pelviennes postérieures, douleurs sacro-iliaques, douleurs symphysaires)


À RETENIR

① **Évolutive tout au long de la grossesse** : 2 bandeaux de soutien abdominal

② **Maintien adaptable** : sangles additionnelles

③ **Confort** : doublure en fibre de bambou ⁽¹⁾

Facilité d'entretien 30



1	82 - 125 cm	3111790230410
---	-------------	---------------

L.P.P.R TTC

47,19 €



Vidéo de mise en place disponible sur www.youtube.fr



JANUS 2014 DE LA SANTÉ


Pensez-y !

Les 1^{ers} signes de l'insuffisance veineuse arrivent fréquemment dès la 1^{ère} grossesse : Dans **6 cas sur 10** des varices apparaissent ⁽¹⁾. Pour le soulagement des jambes lourdes, conseillez notre gamme de compression veineuse **VENOFLEX**.

(1) Prise en charge à l'officine de l'insuffisance veineuse des membres inférieurs chez la femme enceinte - HAL Id: dumas-01587618-2017



DES AVANTAGES COMMUNS

- 1 **Facile à mettre en place** : passe-mains symétriques pour faciliter le centrage de la ceinture
- 2 **Serrage facile et précis⁽¹⁾** : système de serrage par câble et poignées de serrage faciles à appréhender
- 3 **Confortable et respirante** : tissu LombaStab breveté et doublure Coolmax⁽²⁾
Facilité d'entretien 



LombaStab High

Ceinture de soutien dorso-lombaire




INDICATIONS

- Lumbalgies communes non spécifiques (stades aigu, subaigu et chronique)
- Canal lombaire étroit/Canal lombaire étroit (origine dégénérative...)
- Spondylolyse/Arthrose dorsolombaire
- Fracture vertébrale stable (ostéoporotique)
- Immobilisation post-opératoire
- Ostéochondrose/maladie de Scheuermann
- Spondylolisthésis

À RETENIR

LE PLUS LombaStab High

Adaptable à la morphologie : 4 baleines dorsales conformables et plaques dorsales indépendantes⁽¹⁾

			
1	60 - 80 cm	3111790855019	3111790856016
2	75 - 95 cm	3111790855026	3111790856023
3	90 - 110 cm	3111790855033	3111790856030
4	105 - 125 cm	3111790855040	3111790856047
5	120 - 140 cm	3111790855057	3111790856054
L.P.P.R.TTC		55,86 €	55,86 €



Vidéo de mise en place disponible sur www.youtube.fr

(1) Étude réalisée en interne sur un panel de 13 personnes. Juillet 2019. (2) <https://coolmax.com/en/>



LombaStab Immo

Ceinture de soutien dorso-lombaire avec corset



INDICATIONS

- Lumbalgies communes non spécifiques (stades aigu, subaigu et chronique)
- Spondylolyse
- Canal lombaire étroit
- Immobilisation post-opératoire
- Discopathie MODIC de type 1

À RETENIR

LE PLUS LombaStab Immo

Corset : thermoformable à chaud, amovible avec scratch, housse en maille 3D (lavable en machine)

		
1	60 - 80 cm	3111790859017
2	75 - 95 cm	3111790859024
3	90 - 110 cm	3111790859031
4	105 - 125 cm	3111790859048
5	120 - 140 cm	3111790859055
L.P.P.R.TTC		167,69 €



Vidéo de mise en place disponible sur www.youtube.fr



LombaStab Dorso

Ceinture de soutien thoraco-lombaire

INDICATIONS

- Lumbalgies communes non spécifiques (stades aigu, subaigu et chronique)
- Troubles statiques (cyphose ou lordose)
- Fracture vertébrale stable
- Maladie de Scheuermann



À RETENIR

LE PLUS LombaStab Dorso

Adaptable à la taille du patient avec l'attelle dorsale en aluminium conformable qui se règle en hauteur de 36 cm à 61 cm

Confortable : la forme des bretelles libère les aisselles

Maintien du patient en hyperextension avec le soutien sternal et les bretelles

		
1	60 - 80 cm	3111790847014
2	75 - 95 cm	3111790847021
3	90 - 110 cm	3111790847038
4	105 - 125 cm	3111790847045
5	120 - 140 cm	3111790847052
L.P.P.R.TTC		89,70 €



Vidéo de mise en place disponible sur www.youtube.fr

Dynabelt

Ceinture de maintien abdominal



INDICATIONS

- Conditions post-opératoires : éventration, hernie ombilicale/hernie épigastrique, laparotomie, laparoscopie, laparoscopie et endoscopie par accès unique, césarienne, conditions post-partum, ecchymose de la cage thoracique
- Faiblesse musculaire abdominale
- Fractures des côtes
- Lombalgies hautes ou basses mineures.

À RETENIR

Confort et respirabilité : tissu Combite⁽¹⁾ breveté et tissu à structure transversale anti-plissement
Adaptable à différentes morphologies : baleines souples abdominales et dorsales amovibles
Stérilisable en autoclave et facilité d'entretien

1	66 - 80 cm	3111790265757	3111790265788
2	81 - 90 cm	3111790265764	3111790265795
3	91 - 100 cm	3111790265771	3111790265801
> 100 cm : sur demande au service sur-mesure			
L.P.P.R TTC	54,66 €	71,90 €	86,28 €

Existe en Sur-Mesure Patient

(1) Rapport d'étude interne OC1806, 2019

Stomex

Ceinture de soutien abdominal



INDICATIONS

- Stomie
- Conditions abdominales post-opératoires

À RETENIR

Facilité d'utilisation : plastron antérieur en tissu indémaillable pour le passage des drains et poches de stomie
Adaptable à différentes morphologies : baleines souples abdominales et dorsales amovibles
Facilité d'entretien

1	60 - 70 cm
2	71 - 85 cm
3	86 - 100 cm
> 100 cm : sur demande au service sur-mesure	
L.P.P.R TTC	71,90 €

Existe en Sur-Mesure Patient

Cemen

Bande ceinture thoracique



INDICATIONS

- Fractures des côtes
- Complications post-opératoires (hystérectomie, chirurgie bariatrique, césarienne, laparotomie)
- Lésions tétraplégiques médullaires
- Hypotension orthostatique
- Rééducation respiratoire

À RETENIR

Forte compression : tissu élastique
Facilité de mise en place : fermeture par agrafes
Facilité d'entretien

1	18 cm x 2,50 m	3111790240549
2	25 cm x 2,50 m	3111790240556
L.P.P.R TTC	13,73 €	20,00 €

Ortel

Bandage herniaire



INDICATIONS

- Hernie inguinale unilatérale ou bilatérale
- Port préopératoire

À RETENIR

Forte compression et ciblage précis de la zone inguinale douloureuse : tissu élastique compact
Facilité d'utilisation et adaptabilité : pelotes en silicone amovibles et repositionnables
Facilité d'entretien

	Unilatérale	Bilatérale
1	75 - 85 cm	3111790240419
2	86 - 97 cm	3111790240426
3	98 - 110 cm	3111790240433
4	111 - 125 cm	3111790240440
L.P.P.R TTC	20,80 €	33,72 €



COUDE - ÉPAULE



14 à 20 %
de la population

déclarent souffrir de l'épaule
un jour donné¹.

L'épaule est une des parties du corps la plus concernée par les troubles musculo-squelettiques (TMS)², avec notamment la tendinopathie de la coiffe des rotateurs.

Fracture de la clavicule

Les enfants sont les plus touchés

(près de la moitié de toutes les fractures de la clavicule),
suivis des hommes de moins de 30 ans, en raison de blessures sportives³

GILET D'IMMOBILISATION & ÉPAULIÈRE : QUELS BÉNÉFICES ?

Les orthèses d'épaule Thuasne sont des orthèses qui peuvent être modulables, selon les modèles, et qui accompagnent le patient depuis l'immobilisation post-traumatique ou post-opératoire jusqu'à la rééducation et la récupération.

Il existe deux types d'immobilisation distincts :

- 1 L'immobilisation coude au corps**
post-traumatique ou post-opératoire
- 2 L'immobilisation fonctionnelle** permettant la rééducation et la reprise progressive du mouvement et/ou de la fonction de l'épaule

La durée d'immobilisation est décidée par le médecin selon l'importance du traumatisme, sa nature et le type de lésions associées.

L'immobilisation stricte prolongée peut avoir des conséquences lourdes comme des raideurs. C'est pour cette raison qu'il est recommandé d'instaurer un programme de rééducation progressif et adapté afin de restaurer la fonction sans douleur et sans limite⁴.

(1) T.Marc, T.Gaudin, J.Teissier, & F.Bonnel. (s.d.). Pathologie de la coiffe des rotateurs et TMS. Le muscle Nouveaux concepts. Anatomie - Biomécanique - Chirurgie - Rééducation.

(2) Améli.fr - Comprendre les troubles musculo-squelettiques

(3) Fracture de la clavicule. (s.d.). Site web : <http://www.physiotherapiepourous.com/fracture/la-fracture-de-la-clavicule/>

(4) HAS, recommandations professionnelles - Critères de suivi en rééducation et d'orientation en ambulatoire ou en soins de suite ou de réadaptation Après chirurgie des ruptures de coiffe et arthroplasties d'épaule - 2008

L'ÉPAULE | Quelle solution pour quelle pathologie ?

Quelles prescriptions ?

Gilet d'immobilisation scapulo-humérale
Immobilisation coude au corps

Immobilisation de l'épaule et du coude avec coussin d'abduction 30°

Sangles claviculaires

Quelles prescriptions ?

Traumatisme de l'épaule

Traumatisme du coude

Immobilisation post-opératoire

Rééducation post-opératoire

Fracture non chirurgicale de la clavicule

Scapulis



page
33

ImmoClassic ImmoVest



page
33

page
34

Scapulis



page
33

Scapulis +



page
33

Ligaflex®



page
35

LE COUDE | Quelle solution pour quelle pathologie ?

Quelles prescriptions ?

Coudière

Quelles prescriptions ?

Épicondylite
latérale ou médiale

Silistab® Epi



page
36

Epi-med Pro
master



page
37

Epi-med



page
37

Condylex



page
37



Scapulis +

Écharpe évolutive d'immobilisation avec coussin d'abduction 30°



Vidéo de mise en place
disponible sur
www.youtube.fr

INDICATIONS

- Traumatismes ou états inflammatoires de l'épaule et/ou du coude
- Traitement conservateur des fractures proximales non chirurgicales de l'humérus
- Luxation de l'épaule
- Fractures non chirurgicales de la clavicule et/ou de la scapula (omoplate)
- Immobilisation post-opératoire (suite de chirurgie de la coiffe des rotateurs ou réduction de luxation)
- Prévention de la subluxation ou luxation de l'épaule (instabilité articulaire)
- Soutien du bras paralytique

Patient cible

Patient avec un besoin d'immobilisation avec une abduction à 30°
Type d'immobilisation : stricte/ferme à 30°

À RETENIR

Immobilisation spécifique : coussin d'abduction ergonomique à 30°. Position des sangles modulable permettant la rotation externe de l'épaule et du bras

Modularité : système de sangles ajustables par découpe

Confort : coussinet en mousse ajustable pour la protection du cou

Produit bilatéral

TAILLE UNIQUE	3111790240082
----------------------	---------------

L.P.P.R TTC	15,24 €
--------------------	---------

Scapulis

Écharpe évolutive d'immobilisation



Vidéo de mise en place
disponible sur
www.youtube.fr

INDICATIONS

- Traumatismes ou états inflammatoires de l'épaule et/ou du coude
- Traitement conservateur des fractures proximales non chirurgicales de l'humérus
- Luxation de l'épaule
- Fractures non chirurgicales de la clavicule et/ou de la scapula (omoplate)
- Immobilisation post-opératoire (suite de chirurgie de la coiffe des rotateurs ou réduction de luxation)
- Prévention de la subluxation ou luxation de l'épaule (instabilité articulaire)
- Soutien du bras paralytique

Patient cible

Patient avec un besoin d'immobilisation évolutive (coude au corps ou rotation externe de l'épaule)
Type d'immobilisation : évolutive

À RETENIR

Immobilisation évolutive : position des sangles modulable permettant la rotation externe de l'épaule et du bras

Modularité : système de sangles ajustables par découpe

Confort : forme échancrée, coussinet en mousse ajustable pour la protection du cou

TAILLE UNIQUE	3111790240075
----------------------	---------------

L.P.P.R TTC	15,24 €
--------------------	---------

ImmoClassic

Écharpe d'immobilisation



INDICATIONS

- Traumatismes ou états inflammatoires de l'épaule et/ou du coude
- Traitement conservateur des fractures proximales non chirurgicales de l'humérus
- Luxation de l'épaule
- Fractures non chirurgicales de la clavicule et/ou de la scapula (omoplate)
- Immobilisation post-opératoire (suite de chirurgie de la coiffe des rotateurs ou réduction de luxation)
- Prévention de la subluxation ou luxation de l'épaule (instabilité articulaire)
- Soutien du bras paralytique

À RETENIR

Immobilisation : manchon pour soutenir l'avant-bras et le coude, combiné à un système de sangles

Adaptabilité : sangles ajustables en longueur

Confort : coussinet en mousse ajustable pour la protection du cou

Produit bilatéral



1	50 - 71 cm	3111790240099
----------	-------------------	---------------

2	72 - 94 cm	3111790240105
----------	-------------------	---------------

3	95 - 117 cm	3111790240112
----------	--------------------	---------------

4	118 - 140 cm	3111790240129
----------	---------------------	---------------

L.P.P.R TTC	15,24 €
--------------------	---------



LeGilet

Gilet d'immobilisation

INDICATIONS

- Traumatismes ou états inflammatoires de l'épaule et/ou du coude
- Fractures proximales non chirurgicales de l'humérus
- Luxation de l'épaule
- Immobilisation post-opératoire (suite de chirurgie de la coiffe des rotateurs ou réduction de luxation)
- Prévention de la luxation de l'épaule en cas d'instabilité articulaire ou laxité
- Soutien du bras paralytique

À RETENIR

Immobilisation : manchon doté de deux sangles pour le maintien du bras (coude au corps)
Bande additionnelle plus large, auto-agrippante, pour plaquer/verrouiller le bras contre le corps
Produit bilatéral



1	50 - 90 cm	3111792442019
2	91 - 120 cm	3111792442026
3	121 - 150 cm	3111792442033

L.P.P.R TTC **15,24 €**

ImmoVest

Gilet d'immobilisation couvrant

INDICATIONS

- Traumatismes ou états inflammatoires de l'épaule et/ou du coude
- Traitement conservateur des fractures proximales non chirurgicales de l'humérus
- Luxation de l'épaule
- Fractures non chirurgicales de la clavicule et/ou de la scapula (omoplate)
- Immobilisation post-opératoire (suite de chirurgie de la coiffe des rotateurs ou réduction de luxation)
- Prévention de la subluxation ou luxation de l'épaule (instabilité articulaire)
- Soutien du bras paralytique

Patient cible

Patient avec un besoin d'immobilisation et de protection renforcée
Type d'immobilisation : stricte/ferme

À RETENIR

Immobilisation de l'épaule et du coude : structure ajustable assurant l'immobilisation de l'épaule et de l'avant-bras

Protection renforcée : gilet très couvrant

Facilité de mise en place : système de repères chiffrés et colorés

Produit bilatéral



Vidéo de mise en place
disponible sur
www.youtube.fr


STATURE	CORPULENCE	
	Taille 1	Taille 2
- de 1,70 m	Taille 1	Taille 2
1,70 - 1,80 m		
+ de 1,80 m		

1	Noir	3111790240020
2	Noir	3111790240037

L.P.P.R TTC **15,24 €**

Immo

Écharpe d'immobilisation avec maintien du poignet de la main



INDICATIONS

- Traumatismes ou états inflammatoires de l'épaule et/ou du coude
- Traitement conservateur des fractures proximales non chirurgicales de l'humérus
- Luxation de l'épaule
- Fractures non chirurgicales de la clavicule et/ou de la scapula (omoplate)
- Immobilisation post-opératoire (suite de chirurgie de la coiffe des rotateurs ou réduction de luxation)
- Prévention de la subluxation ou luxation de l'épaule (instabilité articulaire)
- Soutien du bras paralytique

Patient cible

Patient avec un besoin d'immobilisation et de protection renforcée

Type d'immobilisation : stricte/ferme

À RETENIR

Immobilisation coude : au corps assurée par la ceinture combinée aux brassards (maintien de l'avant-bras et de la main)

Confort : bras soutenu par la ceinture évitant un appui sur le cou et limitant l'appui sur l'épaule


Produit bilatéral



1	50 - 71 cm	3111790239963
2	72 - 94 cm	3111790239970
3	95 - 117 cm	3111790239987
4	118 - 140 cm	3111790239994
L.P.P.R TTC		15,24 €

Ligaflex® sangles claviculaires

Sangles d'immobilisation claviculaires



INDICATIONS

- Fractures non chirurgicales de la clavicule

À RETENIR

Stabilisation : deux sangles dorsales croisées fixées sur un ancrage rembourré

Adaptabilité : sangles ajustables par découpe en fonction de la taille du patient

Facilité de mise en place : serrage simultané des sangles qui permet de stabiliser les clavicules

TAILLE UNIQUE	3111790240181
L.P.P.R TTC	NON REMBOURSÉ S.S.



Silistab® Epi

Coudière anti-épicondylite

INDICATIONS

- Traitement de l'épicondylite latérale ou médiale (tennis elbow/golfer elbow)
- Prévention des récurrences de tendinopathies du coude
- Soutien lors de la reprise d'activité physique

Patient cible

Patient souffrant d'un tennis elbow et/ou d'un golfer elbow

À RETENIR

Effet proprioceptif : tricotage anatomique compressif et pression localisée (inserts en silicone)

Pression modulable : sangle additionnelle amovible

Confort : zones de confort au niveau des épicondyles

Facilité de mise en place : oreillettes brevetées



8 cm



Bilatéral

1	19 - 22 cm	3111790041481
2	22 - 25 cm	3111790041498
3	25 - 28 cm	3111790041504
4	28 - 31 cm	3111790041511
5	31 - 34 cm	3111790041528
6	34 - 37 cm	3111790041535

L.P.P.R TTCT

NON REMBOURSÉ S.S.



Vidéo de mise en place
disponible sur
www.youtube.fr



Pensez-y !

En cas d'épicondylite,
appliquer une poche
réfrigérante sur la zone
douloureuse du coude
afin d'atténuer la douleur*.

Pack chaud / froid Argicalm®
Cousin d'argile thermique réutilisable



*Source : <https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/epicondylite/que-faire-cas-consulter>



Epi-med Pro master

Bracelet anti-épicondylite rigide renforcé



INDICATIONS

- Traitement de l'épicondylite latérale ou médiale (tennis elbow/golfer elbow)
- Traitement des tendinopathies
- Prévention des récurrences
- Aide à soulager la douleur durant les efforts intenses (activités sportives ou professionnelles)
- Soutien lors de la reprise d'activités physiques

Patient cible

Patient en reprise d'activité après une tendinite (tennis elbow et/ou golfer elbow) ou en usage préventif

À RETENIR

Pression ciblée : inserts en silicone à positionner sur les épicondyles. Inserts additionnels inclus pour augmenter la pression.

Facilité d'ajustement : fermeture élastique auto-agrippante

Produit bilatéral



8 cm



Bilatéral

XS	22 - 23 cm	4035459333290
S	24 - 25 cm	4035459333306
M	26 - 27 cm	4035459333313
L	28 - 30 cm	4035459333320
XL	31 - 34 cm	4035459333337

L.P.P.R TTC NON REMBOURSÉ S.S.

Epi-med

Bracelet anti-épicondylite rigide



INDICATIONS

- Traitement de l'épicondylite latérale ou médiale (tennis elbow/golfer elbow)
- Traitement des tendinopathies
- Prévention des récurrences
- Aide à soulager la douleur durant les efforts intenses (activités sportives ou professionnelles)
- Soutien lors de la reprise d'activités physiques

Patient cible

Patient en reprise d'activité après une tendinite (tennis elbow et/ou golfer elbow) ou en usage préventif

À RETENIR

Pression ciblée : pression ajustable par la sangle auto-agrippante.

Usage quotidien : insert en feutre pour un meilleur confort.

Facilité de mise en place : réglage facile par fermeture auto-agrippante

Produit bilatéral



8 cm



Bilatéral

XS	22 - 23 cm	4035459284349
S	24 - 25 cm	4035459284356
M	26 - 27 cm	4035459284363
L	28 - 30 cm	4035459284370
XL	31 - 34 cm	4035459284387

L.P.P.R TTC NON REMBOURSÉ S.S.

Condylex

Bracelet anti-épicondylite



INDICATIONS

- Traitement de l'épicondylite latérale ou médiale (tennis elbow/golfer elbow)
- Prévention des récurrences de tendinopathies du coude
- Soutien lors de la reprise d'activité physique

Patient cible

Patient en reprise d'activité après une tendinite (tennis elbow et/ou golfer elbow)

À RETENIR

Confort : doublure en mousse interne

Facilité de mise en place : réglage facile par fermeture auto-agrippante

Produit bilatéral



5 cm



Bilatéral

1	22 - 26 cm	3111790265733
2	27 - 32 cm	3111790265740


L.P.P.R TTC NON REMBOURSÉ S.S.





POIGNET - POUCE

PRINCIPE D'ACTION DES ATTELLES



ATTELLE DE POIGNET

Immobilisation plus ou moins rigoureuse des articulations carpo-métacarpiennes. Utilisée principalement en cas d'entorses, instabilités du poignet, tendinites du poignet, canal carpien non-opéré et en phase post-opératoire.



ATTELLE DE POIGNET/POUCE

Immobilisation plus ou moins rigoureuse des articulations carpo-métacarpiennes et de la colonne du pouce. Utilisée en cas de traumatismes (entorses et fractures), instabilités du poignet et du pouce, tendinites du poignet et de De Quervain, rhizarthrose et en phase post-opératoire.



ATTELLE DE POUCE

Stabilisation de la colonne du pouce dans la position thérapeutique souhaitée. Utilisée principalement en cas de rhizarthrose ou d'entorses du pouce.



ATTELLE DE POIGNET-DOIGT

Immobilisation plus ou moins rigoureuse des articulations métacarpo-phalangiennes et interphalangiennes. Utilisée en cas d'entorse, de luxation, de fractures non déplacées ou en phase post-opératoire.



ATTELLE DE DOIGT

Immobilisation plus ou moins rigoureuse des phalanges. Utilisée en cas de traumatologie des doigts et en reprise d'activité/sport.

Le saviez-vous ?

Le syndrome du canal carpien, dû à la compression du nerf médian, représente la quasi totalité des TMS du poignet⁽¹⁾. En cause, la répétition des mouvements de flexion/extension, la préhension serrée, les appuis sur la paume et les vibrations (outils vibrants)...



1/4 des femmes enceintes

sont touchées par le syndrome du canal carpien. En cause, la rétention d'eau qui entraîne un gonflement des tissus, compressant le nerf médian⁽¹⁾.



130 000

c'est le nombre de fractures du poignet par an, souvent dues à une chute⁽²⁾.



Le sport est également une des causes principales de traumatismes. Au handball par exemple, les doigts sont touchés dans 3/4 des cas⁽³⁾.


(1) Dr Guéniot, C. (2009, février). Le poignet victime de la crise. Récupéré sur Doctissimo: http://www.doctissimo.fr/html/sante/mag_2002/sem01/mag0308/dossier/sa_5162_canal_carpien_poignet.htm.
(2) Allodocteurs: https://www.allodocteurs.fr/maladies/os-et-articulations/fractures/chutes-attention-a-la-fracture-du-poignet_114.html
(3) Sportverletz Sportschaden 2005; 19(2): 82-88

LE POIGNET & LE POUCE

Quelles **prescriptions ?**




Quelles **prescriptions ?**




Manulmmo® Pro	Manulmmo® Open	Manuvario	Manuaction	Manurhizo Pro
				
page 42	page 42	page 43	page 43	page 44

Quelle solution pour
quelle pathologie ?



Manulmmo[®] Pro

Attelle d'immobilisation de poignet à serrage rapide



INDICATIONS

- Entorse du poignet
- Fracture non chirurgicale du poignet
- Immobilisation post-traumatique ou post-opératoire du poignet
- Tendinopathies du poignet
- Traitement conservateur du syndrome du canal carpien
- Épicondylite latérale
- Arthrite rhumatoïde
- Arthrose du poignet

À RETENIR

- 1 **Immobilisation** : baleine palmaire rigide, anatomique et conformable
- 2 **Confort** : tissu intérieur aéré
- 3 **Pratique** : Système de Serrage Rapide breveté* (Quick Lacing System) permettant un serrage homogène et facile



Produit bilatéral



Vidéo de mise en place disponible sur www.youtube.fr

*Données internes de marquage CE



		
	Bilatéral	
1	13 - 15 cm	3111790239468
2	15,5 - 17,5 cm	3111790239475
3	18 - 20 cm	3111790239482
4	20,5 - 23 cm	3111790239499
L.P.P.R TTC		56,64 €

Manulmmo[®]

Attelle d'immobilisation de poignet







INDICATIONS

- Entorse du poignet
- Fracture non chirurgicale du poignet
- Immobilisation post-traumatique ou post-opératoire du poignet
- Tendinopathies du poignet
- Traitement conservateur du syndrome du canal carpien
- Épicondylite latérale
- Arthrite rhumatoïde
- Arthrose du poignet

À RETENIR

- Immobilisation** : baleine palmaire rigide, anatomique et conformable
- Confort** : tissu intérieur aéré
- Pratique** : système de sangles 2 en 1 permettant d'assurer un serrage homogène

		 Droit		 Gauche	
0	10 - 13 cm	3111790045380	0	10 - 13 cm	3111790045397
1	13 - 15 cm	3111790239741	1	13 - 15 cm	3111790239758
2	15,5 - 17,5 cm	3111790239765	2	15,5 - 17,5 cm	3111790239772
3	18 - 20 cm	3111790239789	3	18 - 20 cm	3111790239796
4	20,5 - 23 cm	3111790239802	4	20,5 - 23 cm	3111790239819
L.P.P.R TTC		56,64 €	L.P.P.R TTC		56,64 €

Notre gamme **IMPACT**



Manulmmo[®] Open



Attelle d'immobilisation de poignet à ouverture totale

INDICATIONS

- Entorse du poignet
- Fracture non chirurgicale du poignet
- Immobilisation post-traumatique ou post-opératoire du poignet
- Tendinopathies du poignet
- Traitement conservateur du syndrome du canal carpien
- Épicondylite latérale
- Arthrite rhumatoïde
- Arthrose du poignet

À RETENIR

- Immobilisation** : baleine palmaire rigide, anatomique et conformable
- Confort** : tissu intérieur aéré
- Pratique** : ouverture totale pour une mise en place et un retrait facilités notamment en cas d'œdème

		 Bilatéral
1	13 - 17 cm	3111790239949
2	17 - 23 cm	3111790239956
L.P.P.R TTC		56,64 €

Manuaction

Attelle de stabilisation du poignet



INDICATIONS

- Entorse du poignet
- Tendinopathies du poignet
- Douleur et/ou œdème résiduel post-opératoire, post-traumatique
- Arthrose du poignet

À RETENIR

Stabilisation : baleine palmaire rigide, anatomique et conforme

Effet proprioceptif* : tricotage 3D anatomique assurant la proprioception.

Confort : insert au niveau du condyle ulnaire

Modulable : baleine amovible et sangle additionnelle pour ajuster le niveau de maintien

	Droit		Gauche	
	1	2	1	2
1	14 - 15 cm	3111790239826	14 - 15 cm	3111790239833
2	15 - 16 cm	3111790239840	15 - 16 cm	3111790239857
3	16 - 17 cm	3111790239864	16 - 17 cm	3111790239871
4	17 - 18 cm	3111790239888	17 - 18 cm	3111790239895
5	18 - 19 cm	3111790239901	18 - 19 cm	3111790239918
6	19 - 20 cm	3111790239925	19 - 20 cm	3111790239932
	L.P.P.R TTC		56,64 €	

Vidéos de présentation et de mise en place disponibles sur www.youtube.fr

LePoignet

Attelle d'immobilisation du poignet



INDICATIONS

- Entorse du poignet
- Tendinopathies du poignet
- Arthrite rhumatoïde

À RETENIR

Immobilisation : baleine palmaire rigide, anatomique et conforme et une baleine dorsale

Confort : tissu intérieur aéré. Sangle amovible pour ajuster le niveau de compression

Produit bilatéral

	Bilatéral	
	1	2
1	13 - 16 cm	3111790265900
2	16,5 - 19,5 cm	3111790265917
3	20 - 23 cm	3111790265924
	L.P.P.R TTC	
	41,64 €	

Manuvario

Attelle d'immobilisation du poignet évolutive



INDICATIONS

- Entorse du poignet
- Fracture non chirurgicale du poignet
- Fracture non chirurgicale du scaphoïde
- Immobilisation post-traumatique ou post-opératoire du poignet
- Tendinopathies du poignet
- Épicondylite latérale
- Arthrite rhumatoïde
- Traitement conservateur du syndrome du canal carpien
- Déficits neuro-musculaires (contractures, main tombante, spasticité...)

À RETENIR

Immobilisation : baleine palmaire rigide, anatomique et conforme et une baleine dorsale

Angulations spécifiques : possibilité d'immobiliser dans 3 positions différentes (extension du poignet, flexion du poignet et flexion et inclinaison cubitale)

Confort : tissu aéré, intérieur doublé de mousse

	Droit		Gauche		Kit baleines	
	1	2	1	2	Droit	Gauche
1	13 - 15 cm	3111790266013	13 - 15 cm	3111790266020		
2	15,5 - 17,5 cm	3111790266037	15,5 - 17,5 cm	3111790266044		
3	18 - 20 cm	3111790266051	18 - 20 cm	3111790266068		
4	20,5 - 23 cm	3111790266075	20,5 - 23 cm	3111790266082		
	L.P.P.R TTC				3111790266099	3111790266105
	56,64 €					

Manuvario est livré avec une paire de baleines permettant d'immobiliser le poignet en extension (extension de la radio-carpienne). Vous pouvez commander, en pièces détachées, un kit contenant 2 paires de baleines : baleines immobilisant le poignet en flexion (de la radio-carpienne).

*Tissu compressif

Manurhizo pro

Attelle d'immobilisation du poignet et du pouce à serrage rapide*



INDICATIONS

- Entorse du pouce.
- Entorse du poignet et/ou pouce
- Fracture non chirurgicale du scaphoïde
- Fracture non chirurgicale du poignet
- Immobilisation post-traumatique ou post-opératoire du poignet/pouce
- Tendinopathies du poignet et/ou du pouce
- Ténosynovite de De Quervain
- Arthrite rhumatoïde
- Épicondylite latérale
- Traitement conservateur du syndrome du canal carpien
- Arthrose du pouce/du poignet
- Déficits neuro-musculaires (contractures, main tombante, spasticité...)

À RETENIR

- 1 **Immobilisation** : baleine palmaire rigide, anatomique et conforme.
- 2 **Confort** : tissu intérieur aéré
- 3 **Pratique** : Système de Serrage Rapide breveté* (Quick Lacing System) permettant un serrage homogène et facile

Produit bilatéral

	Droit	Gauche
1 13 - 15 cm	3111790239505	3111790239512
2 15,5 - 17,5 cm	3111790239529	3111790239536
3 18 - 20 cm	3111790239543	3111790239550
4 20,5 - 23 cm	3111790239567	3111790239574
L.P.P.R TTC	53,18 €	



Vidéo de mise en place disponible sur www.youtube.fr

*Données internes du dossier CE

Notre gamme **IMPACT**



Manurhizo

Attelle d'immobilisation du poignet et du pouce

INDICATIONS

- Entorse du pouce
- Entorse du poignet et/ou pouce
- Fracture non chirurgicale du scaphoïde
- Fracture non chirurgicale du poignet
- Immobilisation post-traumatique ou post-opératoire du poignet/pouce
- Tendinopathies du poignet et/ou du pouce
- Ténosynovite de De Quervain
- Arthrite rhumatoïde
- Épicondylite latérale
- Traitement conservateur du syndrome du canal carpien
- Arthrose du pouce/du poignet
- Déficits neuro-musculaires (contractures, main tombante, spasticité...)

À RETENIR

- Immobilisation** : du poignet et du pouce. Deux baleines rigides, anatomiques et conformables.
- Confort** : tissu intérieur aéré
- Pratique** : système de sangle 2 en 1 permettant d'assurer un serrage homogène

	Droit	Gauche
0* 10 - 13	3111790045342	3111790045359
1 13 - 15	3111790239383	3111790239390
2 15,5 - 17,5	3111790239406	3111790239413
3 18 - 20	3111790239420	3111790239437
4 20,5 - 23	3111790239444	3111790239451
L.P.P.R TTC	53,18 €	

Pensez-y !



Rhizarthrose

En port nocturne, conseillez **Manurhizo pro** pour diminuer les tensions musculaires et calmer la douleur.

Rhizoimmo

Attelle de stabilisation du pouce




INDICATIONS

- Arthrose du pouce (rhizarthrose)
- Immobilisation en cas de douleur ou de trauma du pouce

À RETENIR

- 1 Stabilisation du pouce en position neutre grâce à une armature en fil métallique brevetée.
- 2 Confort : tissu intérieur aéré et ouverture au niveau de la colonne du pouce pour éviter tout appui douloureux
- 3 Deux sangles auto-agrippantes facilitent la mise en place du produit
- 4 Liberté de mouvement : préhension, mouvement de la pince et amplitude du poignet conservés



Droit



Gauche

1	13 - 17 cm	3111790266310	3111790266327
2	17 - 23 cm	3111790266334	3111790266341
L.P.P.R TTC		43,32 €	



Vidéo de mise en place disponible sur www.youtube.fr

Rhizo-pro

Attelle d'immobilisation du pouce



INDICATIONS

- Arthrose/arthritis
- Entorses, lésions traumatiques
- Instabilités ligamentaires
- Immobilisation post-opératoire

À RETENIR

Immobilisation de la colonne du pouce grâce à la coque rigide en plastique
Confort : coque doublée et perforée
Produit bilatéral



Bilatéral

1	12 - 18,5 cm	4035459233149
2	16,5 - 22 cm	4035459233156
L.P.P.R TTC		43,32 €



THUASNE DEUTSCHLAND GmbH
Im Steinkamp 12, 30938 Burgwedel.



Manuboxer

Attelle d'immobilisation poignet, main, doigts

INDICATIONS

- Immobilisation post-opératoire/post-traumatique du 4^{ème} et du 5^{ème} métacarpe
- Fracture non chirurgicale du 4^{ème} et du 5^{ème} métacarpe
- Séquelle de fracture et d'entorse des doigts (du 4^{ème} et du 5^{ème})
- En relais d'une immobilisation stricte par plâtre

À RETENIR



Immobilisation du poignet jusqu'aux 4^{ème} et 5^{ème} métacarpes : baleines palmaires et dorsales (préformées à 90°) rigides, anatomiques et conformables

Confort : tissu intérieur aéré

Protection : séparation textile interdigitale

Pratique : ouverture totale de l'attelle pour aider à la mise en place


Produit bilatéral

	 Droit	 Gauche
1	13 - 15 cm	3111792431006 / 3111792431013
2	15,5 - 17,5 cm	3111792431020 / 3111792431037
3	18 - 20 cm	3111792431044 / 3111792431051
4	20,5 - 23 cm	3111792431068 / 3111792431075
L.P.P.R TTC		79,20 €



Vidéo de mise en place disponible sur www.youtube.fr

Immobilisation dorsale



Immobilisation palmaire

Digi Immo

Attelle d'immobilisation poignet-doigts

INDICATIONS

- Traumatologie des doigts (entorses, luxations, ruptures des ligaments...)
- Immobilisation post-opératoire/post-traumatique

À RETENIR

1 - Immobilisation grâce à la baleine rigide conformable à positionner soit :



En position palmaire (articulations métacarpo-phalangiennes)

En position dorsale (articulations interphalangiennes)

2 - Facile à mettre et à ajuster : 4 sangles avec 2 fixes et 2 amovibles pour optimiser l'ajustement du serrage

3 - Confort : protection des doigts lésés

Produit bilatéral

		 Bilatéral
1	< 13 cm	3111792432119
2	13 - 16 cm	3111792432126
3	16 - 19 cm	3111792432133
4	19 - 22 cm	3111792432140
L.P.P.R TTC		36,71 €



Vidéo de mise en place disponible sur www.youtube.fr



Disponible jusque
épaulement des stocks

Attelle de phalanges distales

Attelle d'immobilisation des 2 dernières phalanges

INDICATIONS

- Immobilisation des deux dernières phalanges
- Extension de l'articulation distale

À RETENIR

Immobilisation : des 2 dernières phalanges avec l'attelle en polypropylène

Confort : attelle perforée pour laisser respirer les doigts immobilisés

Praticité : vendue en sachet de 6 pièces



1	4,7 cm	3111790266112
2	5,0 cm	3111790266129
3	5,5 cm	3111790266136
4	6,1 cm	3111790266143
5	6,4 cm	3111790266150
5,5	7,1 cm	3111790266181
6	7,5 cm	3111790266167
7	8,3 cm	3111790266174

L.P.R TTC

NON REMBOURSÉ S.S.



Retrouvez les bandes de maintien doigts
dans notre gamme Selfcare *

Bandes de maintien doigts

INDICATIONS

- Traumatologie des doigts (entorses, luxations)
- Fractures non déplacées des phalanges
- Reprise d'activité/sport

À RETENIR

Maintien : serrage modulable

Confort : séparation textile entre les doigts

Adaptabilité : ajustable par découpe



Taille unique adaptable

3111790056690

* Gamme non prise en charge par la Sécurité sociale




GENOU

PRINCIPE D'ACTION DES GENOUILLÈRES ET ATTELLES DE GENOU




GENOUILLÈRE PROPRIOCEPTIVE

Amélioration de la proprioception (perception du corps dans l'espace) par l'utilisation d'un tricot de compression



GENOUILLÈRE ROTULIENNE

Maintien de la patella (rotule) assuré par l'anneau stabilisateur, et effet proprioceptif grâce au tricot de compression



GENOUILLÈRE FÉMORO-PATELLAIRE

Réalignement de la patella (rotule) dans son axe physiologique et effet proprioceptif grâce au tricot de compression



GENOUILLÈRE LIGAMENTAIRE

Maintien du genou par l'utilisation de renforts souples ou rigides articulés



GENOUILLÈRE DE DÉCHARGE

Décharge du compartiment lésé par l'arthrose grâce à un système de 3 points d'appui



ATELLE DE GENOU

Réduction de la douleur¹ par l'immobilisation complète du genou



GENOUILLÈRE DE CRYOTHÉRAPIE

Participe à la réduction de l'œdème et au soulagement de la douleur¹



Le saviez-vous ?

**Les traumatismes du genou
sont souvent liés à la pratique sportive.**

Au ski par exemple, plus d'1/3 des blessures concernent le genou²

30 % des arthroses
concernent le genou³

(1) Données internes de marquage CE

(2) L'accidentologie des sports d'hiver. Association des médecins de montagne. Hiver 2012-2013.

(3) Société Française de Rhumatologie. (2005). Dossier arthrose.



AMÉLIORATION DE LA FONCTION ET DE LA FORCE


en utilisant une orthèse de décharge sur le genou arthrosique

Improvements in Function and Strength with Decompressive Bracing of the Osteoarthritic Knee. E. Lamberg et al. Journal of Prosthetics and Orthotics. 28(4):173-179, Oct 2016.

Objectifs

Évaluer, lors de l'utilisation de l'orthèse Rebel Reliever®, le changement de la biomécanique du genou, son effet clinique et son effet sur la fonction

Design de l'étude



Test

Test de marche de 6 minutes

Analyse de la marche

Test de force isocinétique


Questionnaires

- Knee injury and OA Outcome Score (KOOS)
- Activity Balance Confidence Scale (ABC)

Population		n = 15
Âge moyen (année)		55 (39 - 70)
Genre		12 hommes/3 femmes
IMC moyen (kg/m ²)		25 (24 - 49)
Échelle de Kellgren-Laurence (%)	STADE II	20 %
	STADE III	67 %
	STADE IV	13 %




Effet de décharge : évolution du moment d'adduction du genou pendant le cycle de marche




Résultat : réduction de la force appliquée sur le genou de 36 % à chaque pas

Évaluation du ressenti patient



Résultat : réduction de la douleur et des symptômes, amélioration de la qualité de vie et de l'équilibre

CONCLUSION



(1) Évaluation par la CNEDIMTS (avis publié le 29/11/2019) et la Commission s'est prononcée pour une Amélioration du Service Attendu (niveau IV)
 (2) 0 : symptôme extrême - 100 : pas de symptôme


EFFICACITÉ ET SÉCURITÉ de l'orthèse Rebel Reliever® dans l'arthrose fémoro-tibiale Étude ROTOR

Effect of unloading brace treatment on pain and function in patients with symptomatic knee osteoarthritis: The ROTOR randomized clinical trial. Thoumie P. et al, Scientific Report (2018) 8:10519.


Objectifs

Évaluer la supériorité de l'orthèse Rebel Reliever® + traitement standard vs traitement standard seul en terme de soulagement de la douleur globale après 6 semaines de traitement

Design de l'étude



Population	Rebel Reliever® (n = 32)	Contrôle (n = 35)
Age moyen (année)	64,8 ± 11,7	66,6 ± 7,2
Femme (%)	75	57,1
IMC moyen (kg/m²)	29,2 ± 4,4	28,1 ± 5,1
Durée moyenne de la gonarthrose (année)	8,4 ± 6,8	8,9 ± 7,4
Echelle de Kellgren-Laurence (%)		
STADE II	31,2	20
STADE III	46,9	62,9
STADE IV	21,9	17,1




Évolution de la douleur


— Contrôle — Rebel Reliever®

Résultat :
l'orthèse Rebel Reliever® diminue significativement la douleur immédiatement et de façon durable

Évaluation de la douleur sur 24 h et en mouvement




Évolution de la fonction : index algofonctionnel de Lequesne



Résultat : l'orthèse Rebel Reliever® diminue également la douleur en mouvement

Résultat : l'orthèse Rebel Reliever® améliore la fonction

Satisfaction patient : évaluation de leur impression globale de changement



Résultat : plus de 80 % des patients ressentent une amélioration nette à considérable de leur état avec l'orthèse Rebel Reliever® à la fin de l'étude

CONCLUSION

La supériorité significative de l'orthèse Rebel Reliever® + traitement standard vs traitement standard seul est démontrée. L'association de l'orthèse Rebel Reliever® au traitement standard procure un avantage significatif aux patients et constitue une approche non pharmacologique intéressante pour l'arthrose fémoro-tibiale.

LE GENOU | Quel produit délivrer pour quel patient ?

Quelles prescriptions ?

SUITE À UN TRAUMATISME

Quelles prescriptions ?

DOULEURS LATÉRALES ET/OU INSTABILITÉS RÉCENTES
(entorse, lésion LCA, phase aïgue)

IMMOBILISATION

CRYOTHÉRAPIE

PHASE
DE TRAITEMENT
CONSERVATEUR

RÉÉDUCATION

Ligaflex® Immo Ligaflex® Immo 0° Ligaflex® Immo 20°



page
68



page
68



page
68

GenuStart® Ice



page
69

Genu Dynastab®



page
62

GenuStart® ROM



page
63

Genu Ligaflex® ROM



page
64

Genuimmo ROM-R



page
68



page
69

Genu Ligaflex®



page
63

Genu Ligaflex® ouverte ou fermée



page
63

(CHOC, CHUTE...)

DOULEURS LATÉRALES ET/OU INSTABILITÉS ANCIENNES



REPRISE D'ACTIVITÉ

REPRISE SPORT À RISQUE

Avec baleines autorisées

Avec baleines non autorisées

Genu Ligaflex[®] courte	Genu Dynastab[®]	Ligastrap[®] Genu
		
page 63	page 62	page 59

GenuPro Control

page 65
Rebel[®]

page 65

LE GENOU | Quel produit délivrer ?

Quelles prescriptions ?

SUR-SOLLICITATION/MOUVEMENTS RÉPÉTITIFS

Quelles prescriptions ?

DOULEURS EN MOUVEMENT (sous la rotule)
=
TENDINITE

DOULEURS STATIQUES (derrière la rotule)
=
SYNDROME FÉMORO-PATELLAIRE

Silistab® Genu GenuPro Comfort



page
60



page
61

Bandage rotulien (prévention)



page
60

Patella Reliever



page
61



GenuSoft

Genouillère proprioceptive de classe 2



INDICATIONS

- Douleur et/ou œdème du genou
- Soutien proprioceptif à la rééducation
- Compression pour cicatrisation plaies/brûlures

Patient cible

Patient avec peu d'activité

À RETENIR

Compression et effet proprioceptif : tricot élastique de compression classe 2

Confort : tricot de forme anatomique avec zone de confort au niveau du creux poplité



1	32 - 34 cm	3111790234999
2	35 - 37 cm	3111790235002
3	38 - 41 cm	3111790235019
4	42 - 45 cm	3111790235026
5	46 - 49 cm	3111790235033

L.P.P.R TTC **7,39 €**

GenuAction

Genouillère proprioceptive de classe 3



INDICATIONS

- Douleur et/ou œdème du genou
- Instabilité articulaire/laxité
- Soutien proprioceptif à la rééducation

- Traitement conservateur des lésions ligamentaires légères du genou
- Compression pour cicatrisation plaies/brûlures

Patient cible

Patient avec activité modérée

À RETENIR

Compression et effet proprioceptif : tricot élastique de compression classe 3

Confort : tricot de forme anatomique avec zone de confort au niveau du creux poplité et de la patella



0	28 - 31 cm	3111797400564
1	32 - 34 cm	3111797400571
2	35 - 37 cm	3111797400588
3	38 - 41 cm	3111797400595
4	42 - 45 cm	3111797400601
5	46 - 49 cm	3111797400618
6	50 - 53 cm	3111797400625

L.P.P.R TTC **19,30 €**

GenuExtrem

Genouillère élastique proprioceptive avec baleines latérales souples



INDICATIONS

- Douleur et/ou œdème du genou
- Instabilité articulaire/laxité
- Protection et prévention durant les activités sportives

- Soutien proprioceptif à la rééducation
- Traitement conservateur des lésions ligamentaires légères du genou
- Compression pour cicatrisation plaies/brûlures

Patient cible

Patient avec niveau d'activité élevé

À RETENIR

1 Compression et effet proprioceptif : tricot élastique de compression classe 3

2 Maintien : baleines latérales souples avec antiglisse

3 Confort : tricot de forme anatomique avec zone de confort au niveau du creux poplité et de la patella

4 Praticité : oreillettes de mise en place



1	32 - 34 cm	3111797400632
2	35 - 37 cm	3111797400649
3	38 - 41 cm	3111797400656
4	42 - 45 cm	3111797400663
5	46 - 49 cm	3111797400670
6	50 - 53 cm	3111797400687

L.P.P.R TTC **21,88 €**



Ligastrap® Genu

Genouillère ligamentaire avec sanglage fonctionnel

INDICATIONS

- Instabilité articulaire/laxité
- Douleur et/ou œdème du genou
- Reprise d'activités sportives

Patient cible

Patients nécessitant un maintien léger
Reprise de sport - sports avec baleines non autorisées

À RETENIR

Stabilisation des ligaments : double système de strapping et baleines latérales souples

Compression et effet proprioceptif : tricot élastique de compression classe 3

Confort : tricot de forme anatomique avec zones de confort au niveau du creux poplité et de la patella

Praticité : oreillettes aidant à la mise en place



Hauteur produit
30 à 33 cm

1	32 - 34 cm	3111790874164
2	35 - 37 cm	3111790874171
3	38 - 41 cm	3111790874188
4	42 - 45 cm	3111790874195
5	46 - 49 cm	3111790874201
6	50 - 53 cm	3111790874218

L.P.P.R TTC

21,88 €



Existe en
Sur-Mesure Patient



Vidéos de mise en place
disponibles sur
www.youtube.fr



Pensez-y !

Après l'effort, n'hésitez pas à conseiller en complément **Argicalm®** pour l'application du froid sur le genou et ainsi soulager la douleur. Découvrez notre large gamme de produits **Argicalm®** dans notre catalogue Selfcare.



Bandage rotulien

Bandage rotulien



INDICATIONS

- Inflammation articulaire ou ligamentaire de la patella (rotule)
- Tendinite rotulienne (syndrome dit de Runner's knee et Jumper's knee)
- Instabilité rotulienne légère
- Douleur antérieure du genou ou de la patella (rotule)

Patient cible

Patient sportif avec risque de récidiues

À RETENIR

Maintien de la patella : contention apportée par la bande de tissu et exerçant une pression locale sur le tendon rotulien

Effet proprioceptif : insert en silicone avec picots créant un effet de massage



TU 26 - 50 cm 3111790234753
L.P.P.R TTC NON REMBOURSÉ S.S.



Silistab® Genu

Genouillère élastique rotulienne de classe 2

INDICATIONS

- Douleur antérieure du genou ou de la patella (rotule)
- Instabilité rotulienne légère
- Tendinopathie rotulienne (y compris syndrome du sauteur)
- Douleur et/ou œdème du genou
- Arthrose du genou (légère à modérée)

Patient cible

Patient avec douleur patellaire et avec activité légère à modérée.
Patient avec gonarthrose légère

À RETENIR


Maintien de la patella : insert patellaire en TPE

Maintien latéral et tenue : baleines latérales souples avec antiglisse

Compression et effet proprioceptif : tricot élastique de compression classe 2

Confort : tricot de forme anatomique avec zones de confort au niveau du creux poplité*

Différentes versions : patella ouverte ou patella fermée



Insert patellaire



Hauteur produit
31 à 35 cm

	Blanc avec PATELLA OUVERTE	Noir avec PATELLA FERMÉE
1 31 - 33 cm	3111790235316	3111790235378
2 34 - 36 cm	3111790235323	3111790235385
3 37 - 39 cm	3111790235330	3111790235392
4 40 - 42 cm	3111790235347	3111790235408
5 43 - 45 cm	3111790235354	3111790235415
6 46 - 48 cm	3111790235361	3111790235422
L.P.P.R TTC		24,46 €




Existe en
Sur-Mesure Patient

*contient du latex naturel

GenuPro Comfort

Genouillère élastique rotulienne



INDICATIONS

- Douleur antérieure du genou ou de la patella
- Instabilité rotulienne légère
- Tendinopathie rotulienne (y compris syndrome du sauteur)
- Douleur et/ou œdème du genou
- Arthrose du genou (légère à modérée)

Patient cible

Patient avec douleur patellaire et avec activité importante

À RETENIR

- Maintien de la patella** : insert patellaire Air Flex
- Maintien latéral et tenue** : baleines latérales souples avec antiglisse
- Compression et effet proprioceptif** : tricot de forme anatomique et élastique de compression classe 3
Confort : fil de viscosse qui apporte de la douceur à l'orthèse⁽¹⁾
- Praticité** : oreillettes de mise en place



	15 cm	12 cm	Hauteur produit 33 cm
0	35 - 37 cm	29,5 - 32 cm	3111790057710
1	37 - 41 cm	32 - 34,5 cm	3111790057727
2	41 - 45 cm	34,5 - 37 cm	3111790057734
3	45 - 50 cm	37 - 39,5 cm	3111790057741
4	50 - 55 cm	39,5 - 42 cm	3111790057758
5	55 - 61 cm	42 - 44,5 cm	3111790057765
6	61 - 67 cm	44,5 - 47 cm	3111790057772

L.P.P.R TTC

24,46€



Vidéo promotionnelle disponible

(1) Soft & Care : Techni'sens EH2798 étude pour Thuasne - Février 2019. Facilité de mise en place et de retrait, confort, douceur et intention d'achat pour le Thuasne Soft & Care produit de classe 3

Patella Reliever

Genouillère avec système de réalignement de la patella



Insert patellaire



INDICATIONS

- Arthrose fémoro-patellaire (légère à modérée)
- Douleur antérieure du genou ou de la patella
- Instabilité de la patella
- Luxation et subluxation de la patella
- Déplacement anormal de la patella alta
- Syndrome fémoro-patellaire et/ou instabilité patellaire
- Usage post-opératoire (après reconstruction du Ligament Fémoro-Patellaire Médial, réalignement latéral)

Patient cible

Patient avec douleurs derrière la patella, après une période assise, en descendant les escaliers

À RETENIR

- Réalignement de la patella** : insert rotulien en demi-lune avec système de traction de la patella par sangles et lacets
- Stabilisation des ligaments** : baleines articulées
- Compression et effet proprioceptif** : tricot élastique
- Confort** : tricot de forme anatomique avec zones de confort au niveau du creux poplité
- Tenue** : silicone intégré au tricot sur le haut de la genouillère
- Praticité** : oreillettes de mise en place brevetées



Vidéo de mise en place disponible sur www.youtube.fr



Hauteur produit: 32 cm
Droit



Hauteur produit: 32 cm
Gauche

	32 cm	32 cm
1	32 - 34 cm	3111790235576
2	35 - 37 cm	3111790235590
3	38 - 41 cm	3111790235613
4	42 - 45 cm	3111790235637
5	46 - 49 cm	3111790235651
6	50 - 53 cm	3111790235675

L.P.P.R TTC

102,29 €

▶ Vidéo de mise en place disponible sur www.youtube.fr

Notre gamme
IMPACT



Genu Dynastab®

Genouillère ligamentaire articulée

INDICATIONS

- Traitement conservateur des lésions ligamentaires du genou (ligaments latéraux)
- Instabilité articulaire/laxité
- Douleur et/ou œdème du genou
- Reprise d'activités sportives

Patient cible

Patient nécessitant un maintien modéré après blessures ligamentaires
Reprise du sport (par exemple, sports linéaires)

À RETENIR

Stabilisation des ligaments : baleines fines* avec articulation bi-axiale

Maintien patellaire : insert ovale

Compression et effet proprioceptif : tricot élastique

Confort : tricot de forme anatomique avec zones de confort au niveau de la patella et du creux poplité, et demi-sangles pour limiter l'effet garrot

Tenue : silicone intégré au tricot sur le haut de la genouillère

Praticité : oreillettes de mise en place brevetées



Hauteur produit
33 cm

1	32 - 34 cm	3111797400953
2	35 - 37 cm	3111797400960
3	38 - 41 cm	3111797400977
4	42 - 45 cm	3111797400984
5	46 - 49 cm	3111797400991
6	50 - 53 cm	3111797401004

L.P.P.R.TTC

102,29 €







Pensez-y !

Après l'effort, n'hésitez pas à conseiller en complément **Argicalm®** pour l'application du froid sur le genou et ainsi soulager la douleur. Découvrez notre large gamme de produits **Argicalm®** dans notre catalogue Selfcare.



Genu Ligaflex®

Genouillère ligamentaire avec articulation multi-axiale



Vidéo de mise en place disponible sur www.youtube.fr

INDICATIONS

- Traitement conservateur des lésions ligamentaires du genou
- Instabilité articulaire/laxité
- Douleur et/ou œdème du genou
- Reprise d'activités sportives

Patient cible

Patient nécessitant un maintien élevé après blessures ligamentaires
Reprise de sport (par exemple, sports de pivots)

À RETENIR

- 1 Stabilisation des ligaments** : baleines rigides en aluminium avec articulation TM5 reproduisant le mouvement naturel du genou*
Maintien patellaire (version fermée) : insert ovale
- 2 Tenue** : silicone intégré au tricot sur le haut de la genouillère
- 3 Confort** : tricot de forme anatomique avec zones de confort au niveau de la patella et du creux poplité. Demi-sangles en quinconce pour limiter l'effet garrot
Compression et effet proprioceptif : tricot élastique
- 4 Praticité** : oreillettes de mise en place brevetées et balisage sur les sangles pour une mise en place facilitée
Différentes versions : existe en modèle fermé ou ouvert et en 2 longueurs

VERSION FERMÉE	Hauteur produit	
	Court 30 cm	Long 40 cm
1 32 - 34 cm	3111797401073	3111797401080
2 35 - 37 cm	3111797401097	3111797401103
3 38 - 41 cm	3111797401110	3111797401127
4 42 - 45 cm	3111797401134	3111797401141
5 46 - 49 cm	3111797401158	3111797401165
6 50 - 53 cm	3111797401172	3111797401189
L.P.P.R TTC		102,29 €



Version courte fermée existe en Sur-Mesure Patient

*Données internes de marquage CE

VERSION OUVERTE	Hauteur produit	
	Court 30 cm	Long 40 cm
1 32 - 34 37,5 - 43,5	3111792375003	3111792375010
2 35 - 37 40,5 - 46,5	3111792375027	3111792375034
3 38 - 41 44 - 50	3111792375041	3111792375058
3+ 38 - 41 48 - 54	3111792375126	3111792375133
4 42 - 45 48 - 54	3111792375065	3111792375072
4+ 42 - 45 52 - 58	3111792375140	3111792375157
5 46 - 49 52 - 58	3111792375089	3111792375096
5+ 46 - 49 56 - 62	3111792375164	3111792375171
6 50 - 53 56 - 62	3111792375102	3111792375119
6+ 50 - 53 60 - 66	3111792375188	3111792375195
L.P.P.R TTC		102,29 €

GenuStart® ROM

Genouillère ligamentaire articulée avec contrôle de flexion/extension



Vidéo de mise en place disponible sur www.youtube.fr

INDICATIONS

- Traitement conservateur des lésions et/ou ruptures ligamentaires du genou (ligaments croisés et/ou latéraux)
- Rééducation post-opératoire
- Instabilité articulaire/laxité

Patient cible

Patient en suite d'entorse grave ou rééducation

À RETENIR

- Stabilisation des ligaments** : articulation TM5+ reproduisant le mouvement naturel du genou*
- Contrôle de l'amplitude du mouvement** : limitation de la flexion/extension sans outil
- Facilité et rapidité de réglage** : 2 tiges métalliques à positionner sur le degré flexion/extension souhaité
- Stabilisation patellaire** : insert rotulien en mousse
- Confort** : textile 3D sur l'avant de la genouillère et textile fin à l'arrière pour plus de respirabilité**

Plages de réglages Flexion/Extension				
Flexion	0°	45°	60°	90°
Extension	10°	20°	-	-



	XS 33 - 39 cm	S 39 - 47 cm	M 47 - 53 cm	L 53 - 60 cm	XL 60 - 67 cm	XXL 67 - 75 cm	XXXL 75 - 81 cm
	25 - 30 cm	30 - 36 cm	36 - 41 cm	41 - 46 cm	46 - 51 cm	51 - 56 cm	56 - 61 cm
	3111790042754	3111790042778	3111790042792	3111790042815	3111790042839	3111790042853	3111790042877
L.P.P.R TTC	102,29 €						



Genu Ligaflex® ROM

Genouillère ligamentaire articulée avec contrôle de flexion/extension

INDICATIONS

- Traitement conservateur des lésions et/ou ruptures ligamentaires du genou (ligaments croisés et/ou latéraux)
- Rééducation post-opératoire
- Instabilité articulaire/laxité

Patient cible

Patient en suite d'entorse grave ou rééducation

À RETENIR

Stabilisation des ligaments : baleines rigides en aluminium avec articulation TM5+ reproduisant le mouvement naturel du genou*

Contrôle de l'amplitude du mouvement : limitation de la flexion/extension sans outils avec plage de réglages importante

Effet proprioceptif : tricot élastique

Confort : tricot de forme anatomique avec zones de confort au niveau du creux poplité et demi-sangles pour limiter l'effet garrot

Tenue : silicone intégré au tricot sur le haut de la genouillère et sangle de suspension au-dessus du mollet

Praticité : modèle ouvert et balisage sur les sangles pour une mise en place facilitée



Vidéo de mise en place disponible sur www.youtube.fr

Plages de réglages Flexion/Extension

Flexion	0°	30°	45°	60°	75°	90°	-
Extension	0°	5°	10°	15°	20°	30°	40°

			Hauteur produit 40 cm
1	32 - 34 cm		3111790237655
2	35 - 37 cm		3111790237679
3	38 - 41 cm		3111790237693
4	42 - 45 cm		3111790237716
5	46 - 49 cm		3111790237730
6	50 - 53 cm		3111790237754

L.P.R TTC

102,29 €

*Données internes de marquage CE



Pensez-y !

Le port d'un dispositif n'empêche pas nécessairement l'activité !
N'hésitez pas à conseiller à vos patients de consulter un kinésithérapeute pour les accompagner au mieux dans leur rééducation et ainsi continuer à se muscler !



NOUVEAU



Rebel®

Genouillère ligamentaire rigide articulée avec contrôle de flexion/extension

INDICATIONS

- Traitement conservateur des lésions et/ou ruptures ligamentaires du genou (ligaments croisés et/ou latéraux)
- Immobilisation et/ou rééducation post-opératoire
- Immobilisation post-traumatique
- Instabilité articulaire/laxité (y compris pour l'arthrose du genou)

Patient cible

Sport intense après blessure ligamentaire (ex : ski, motocross)
Patient avec instabilité sévère du genou nécessitant un maintien élevé

À RETENIR

Stabilisation des ligaments : prévention des mouvements anormaux de translation et rotation du tibia (armature rigide en aluminium, coque tibiale antérieure et articulation TM5+ reproduisant le mouvement naturel du genou*)

Tenue : sangle de suspension au-dessus du mollet, forme anatomique de la coque tibiale pour éviter la rotation

Contrôle de l'amplitude du mouvement : limitation de la flexion/extension avec plages de réglages importantes

Confort : rembourrage intérieur et condyloire en mousse

Produit court (33 cm)



Vidéo de mise en place disponible sur www.youtube.fr



	Droit			Gauche					
XS	31 - 39 cm	7,5 - 9 cm	28 - 32 cm	3111790057987	XS	31 - 39 cm	7,5 - 9 cm	28 - 32 cm	3111790057994
S	39 - 47 cm	9 - 10 cm	31 - 35 cm	3111790058007	S	39 - 47 cm	9 - 10 cm	31 - 35 cm	3111790058014
M	47 - 53 cm	10 - 11,5 cm	34 - 38 cm	3111790058021	M	47 - 53 cm	10 - 11,5 cm	34 - 38 cm	3111790058038
L	53 - 60 cm	11,5 - 12,5 cm	37 - 40 cm	3111790058045	L	53 - 60 cm	11,5 - 12,5 cm	37 - 40 cm	3111790058052
XL	60 - 64 cm	12,5 - 14 cm	38 - 43 cm	3111790058069	XL	60 - 64 cm	12,5 - 14 cm	38 - 43 cm	3111790058076
XXL	64 - 71 cm	14 - 15,5 cm	43 - 48 cm	3111790058373	XXL	64 - 71 cm	14 - 15,5 cm	43 - 48 cm	3111790058380
					L.P.P.R TTC	102,29 €			

Kit de limitation de flexion

Taille unique	3111795001053
L.P.P.R TTC	NON REMBOURSÉ S.S



Townsend Design
4615 shepard street Bakersfield, CA 93313
United States



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

*Données internes de marquage CE / A2S biomechanical study « Biomechanical study of the stride during use of different braces » 2020 on similar Rebel® device.

GenuPro Control

Genouillère ligamentaire rigide avec contrôle de flexion/extension

INDICATIONS

- Rupture des ligaments croisés antérieur et/ou postérieur (LCA/LCP)
- Rupture des ligaments collatéraux (LCM et LCL) en post-opératoire/post-traumatique
- Instabilité sévère et/ou complexe de l'articulation du genou
- Mobilité réduite due à une lésion méniscale

Patient cible

Sport intense, patient nécessitant un maintien maximal (ex : ski, motocross)

À RETENIR

Stabilisation : armature rigide en aluminium avec système 4 points d'appui

Maintien de l'articulation : baleines rigides avec articulation TM5+ reproduisant le mouvement naturel du genou*

Contrôle de l'amplitude du mouvement : limitation de la flexion-extension avec plages de réglages importantes

Praticité : kit flexion/extension intégré dans la boîte

Tenue : coque tibiale anatomique pour éviter la rotation et sangle de suspension au niveau du mollet

Confort : rembourrage intérieur en mousse



	Droit			Gauche					
S	39 - 47 cm	9 - 10 cm	31 - 35 cm	4035459333085	S	39 - 47 cm	9 - 10 cm	31 - 35 cm	4035459333092
M	47 - 53 cm	10 - 11,5 cm	34 - 38 cm	4035459333108	M	47 - 53 cm	10 - 11,5 cm	34 - 38 cm	4035459333115
L	53 - 60 cm	11,5 - 12,5 cm	37 - 40 cm	4035459333122	L	53 - 60 cm	11,5 - 12,5 cm	37 - 40 cm	4035459333139
XL	60 - 64 cm	12,5 - 14 cm	38 - 43 cm	4035459333146	XL	60 - 64 cm	12,5 - 14 cm	38 - 43 cm	4035459333153
XXL	64 - 71 cm	14 - 15,5 cm	43 - 48 cm	4035459333160	XXL	64 - 71 cm	14 - 15,5 cm	43 - 48 cm	4035459333177
					L.P.P.R TTC	102,29 €			



*Données internes de marquage CE.
THUASNE DEUTSCHLAND GmbH
Im Steinkamp 12, 30938 Burgwedel.

Action Reliever

Genouillère de décharge souple



Vidéo de mise en place disponible sur www.youtube.fr

INDICATIONS

- Arthrose fémoro-tibiale unicompartmentale symptomatique (légère à modérée)
- Décharge du genou pour lésions post-traumatiques, post-opératoire ou dégénératives
- Douleur et/ou œdème du genou

Patient cible

Patient avec douleurs derrière la rotule, après une période assise, en descendant les escaliers
Patient avec arthrose fémoro-tibiale (légère à modérée) et une activité modérée

À RETENIR

Décharge du compartiment lésé : système à 3 points d'appuis grâce aux sangles inélastiques qui assurent une décharge maximale du genou en extension

Efficacité cliniquement prouvée*

Stabilisation latérale : baleine articulée rigide du côté lésé et baleine souple du côté sain


Stabilisation patellaire : insert ovale

Compression et effet proprioceptif : tricot élastique

Confort : tricot de forme anatomique avec zones de confort au niveau de la patella et du creux poplité

Tenue : silicone intégré au tricot sur le haut de la genouillère

Praticité : boucles magnétiques pour une fermeture facilitée



1	38 - 41 cm	32 - 34 cm	GM / DL ⁽¹⁾	3111790235699
			DM / GL ⁽²⁾	3111790235705
2	42 - 45 cm	35 - 37 cm	GM / DL ⁽¹⁾	3111790235712
			DM / GL ⁽²⁾	3111790235729
3	45 - 48 cm	38 - 41 cm	GM / DL ⁽¹⁾	3111790235736
			DM / GL ⁽²⁾	3111790235743
4	48 - 51 cm	42 - 45 cm	GM / DL ⁽¹⁾	3111790235750
			DM / GL ⁽²⁾	3111790235767

5	50 - 53 cm	46 - 49 cm	GM / DL ⁽¹⁾	3111790235774
			DM / GL ⁽²⁾	3111790235781
6	53 - 56 cm	50 - 53 cm	GM / DL ⁽¹⁾	3111790235798
			DM / GL ⁽²⁾	3111790235804
7	56 - 61 cm	53 - 56 cm	GM / DL ⁽¹⁾	3111790012474
			DM / GL ⁽²⁾	3111790012481
8	61 - 66 cm	56 - 59 cm	GM / DL ⁽¹⁾	3111790012498
			DM / GL ⁽²⁾	3111790012504

(1) Gauche médiale/Droite latérale
(2) Droite médiale/Gauche latérale

L.P.P.R TTC

102,29 €



Pensez-y !

Les genoux sont les articulations les plus sujettes à l'arthrose : 56 % des patients concernés souffrent d'arthrose du genou*

*Enquête stop-arthrose Alliance contre l'arthrose / AFLAR communication orale décembre 2013 SFR.



*Superiority of a knee relief orthosis in the treatment of knee OA, M. Benning & R. Schneider-Nieskens,



Rebel Reliever®

Genouillère rigide de décharge

INDICATIONS

- Arthrose fémoro-tibiale unicompartmentale symptomatique (modérée à sévère)
- Décharge du genou pour lésions post-traumatiques, post-opératoires ou dégénératives
- Instabilité articulaire/laxité
- Alternative à une ostéotomie ou à une chirurgie de réalignement de la jambe
- Traitement conservateur des lésions et/ou ruptures ligamentaires du genou (ligaments croisés et/ou latéraux)

Patient cible

Patient avec arthrose modérée à sévère
Patient avec activité modérée à intense

À RETENIR

- 1 Décharge du compartiment lésé :** système à 3 points d'appuis grâce au système Loadshifter* Correction en valgus ou varus jusqu'à 9°. Efficacité cliniquement prouvée**
- 2 Stabilisation des ligaments :** cadre rigide avec articulation TM5+ reproduisant le mouvement naturel du genou*** (réglage possible de la flexion (0 à 90°) et de l'extension (0 à 40°))
- 3 Tenue :** sangle de suspension au-dessus du mollet, forme anatomique de la coque tibiale pour éviter la rotation et pack Compression/Suspension pour un meilleur maintien à la cuisse
- 4 Confort :** revêtement intérieur en mousse et inserts en mousse amovibles au niveau des condyles
- 5 Praticité :** boucle de mise en place et réglage de la décharge sans outils (système Snap Lock)



Vidéo de mise en place disponible sur www.youtube.fr



TAILLES STANDARDS	XS	31 - 39 cm	7,5 - 9 cm	28 - 32 cm	Droit	3111790331001
					Gauche	3111790331018
	S	39 - 47 cm	9 - 10 cm	31 - 35 cm	Droit	3111790331025
					Gauche	3111790331032
	M	47 - 53 cm	10 - 11,5 cm	34 - 38 cm	Droit	3111790331049
					Gauche	3111790331056
L	53 - 60 cm	11,5 - 12,5 cm	37 - 40 cm	Droit	3111790331063	
				Gauche	3111790331070	
XL	60 - 64 cm	12,5 - 14 cm	38 - 43 cm	Droit	3111790331087	
				Gauche	3111790331094	
XXL	64 - 71 cm	14 - 15,5 cm	43 - 48 cm	Droit	3111790331100	
				Gauche	3111790331117	



TAILLES ADAPTÉES	S/XS	39 - 47 cm	8,5 - 9,5 cm	28 - 32 cm	Droit	3111790331148
					Gauche	3111790331155
	S/M	39 - 47 cm	9,5 - 11 cm	34 - 38 cm	Droit	3111790331162
					Gauche	3111790331179
	M/S	47 - 53 cm	9,5 - 11 cm	31 - 35 cm	Droit	3111790331186
					Gauche	3111790331193
	M/L	47 - 53 cm	11 - 12 cm	37 - 40 cm	Droit	3111790331209
					Gauche	3111790331216
	L/M	53 - 60 cm	11 - 12 cm	34 - 38 cm	Droit	3111790331223
					Gauche	3111790331230
	L/XL	53 - 60 cm	12 - 13,5 cm	38 - 43 cm	Droit	3111790331247
					Gauche	3111790331254
	XL/L	60 - 64 cm	12 - 13,5 cm	37 - 40 cm	Droit	3111790331261
					Gauche	3111790331278
	XL/XXL	60 - 64 cm	13,5 - 14,5 cm	43 - 48 cm	Droit	3111790331285
					Gauche	3111790331292
XXL/XL	64 - 71 cm	13,5 - 14,5 cm	38 - 43 cm	Droit	3111790331308	
				Gauche	3111790331315	

L.P.P.R TTC

500 € *Maintenant, remboursement spécifique en nom de marque*

Prix limite de vente : 500€

* Données internes de marquage CE

** Improvements in Function and Strength with Decompressive Bracing of the Osteoarthritic Knee. E. Lamberg et al. Journal of Prosthetics and Orthotics. 28(4):173-179, Oct 2016.

*** Données internes de marquage CE / A2S biomechanical study « Biomechanical study of the stride during use of different braces » 2020.

Étude réalisée sur genouillère de conception similaire (Rebel Standard).



Ligaflex® Immo

Attelle d'immobilisation du genou - 3 volets

INDICATIONS

- Immobilisation post-opératoire
- Immobilisation post-traumatique
- Douleur du genou

Patient cible

Patient difficile à appareiller

À RETENIR

Immobilisation : 4 baleines conformables radiotransparentes

Tenue : dispositif antiglisse et 7 sangles de serrage

Praticité : 3 panneaux latéraux mobiles pour s'adapter à différentes circonférences de jambe et cuisse



1	50 - 60 cm	3111790047339
2	60 - 70 cm	3111790047346
3	70 - 80 cm	3111790047353
4	> 80 cm	3111790047360
L.P.P.R TTC		57,23 €



Ligaflex® Immo 0° et 20°

Attelle d'immobilisation du genou

INDICATIONS

- Immobilisation post-opératoire
- Immobilisation post-traumatique
- Douleur du genou

Patient cible

Patient souhaitant une attelle couvrante

À RETENIR

Immobilisation : 3 baleines conformables radiotransparentes

Tenue : dispositif antiglisse et 4 sangles de serrage

Praticité : existe avec 2 angulations différentes

• Version 0° en 3 longueurs (40 cm/50 cm/60 cm)

• Version 20° en 2 longueurs (50 cm/60 cm)



H > 1,50 m



Hauteur produit 40 cm

Ligaflex® Immo 0°

S	35 - 45 cm	3111790047377
L.P.P.R TTC		57,23 €



H < 1,75 m



Hauteur produit 50 cm



H > 1,75 m



Hauteur produit 60 cm

Ligaflex® Immo 0°

S	35 - 45 cm	3111790047384	-
M	45 - 52 cm	3111790047391	3111790047407
L	53 - 62 cm	3111790047414	3111790047421
XL	63 - 75 cm	3111790047438	3111790047445

Ligaflex® Immo 20°

S	35 - 45 cm	3111790047452	-
M	45 - 52 cm	3111790047469	3111 90047476
L	53 - 62 cm	3111790047483	31117 90047490
XL	63 - 75 cm	3111790047506	3111790047513

L.P.P.R TTC

57,23 €



Genuimmo 0° et 20°

Attelle d'immobilisation aérée*

INDICATIONS

- Immobilisation post-opératoire
- Immobilisation post-traumatique
- Douleur du genou

Patient cible

Patient avec blessure nécessitant des soins

À RETENIR

① **Immobilisation :** 3 baleines conformables

② **Praticité :** larges ouvertures facilitant l'accès au genou pour les soins



H < 1,75 m



H > 1,75 m



Hauteur produit 50 cm



Hauteur produit 60 cm

Genuimmo 0°

S	35 - 45 cm	3111790239017	-
M	45 - 52 cm	3111790239024	3111790239031
L	53 - 62 cm	3111790239048	3111790239055
XL	63 - 75 cm	3111790239062	3111790239079
L.P.P.R TTC		57,23 €	



H < 1,75 m



Hauteur produit 50 cm



H > 1,75 m



Hauteur produit 60 cm

Genuimmo 20°

S	35 - 45 cm	3111790239154	-
M	45 - 52 cm	3111790239161	3111790239178
L	53 - 62 cm	3111790239185	3111790239192
XL	63 - 75 cm	3111790239208	3111790239215
L.P.P.R TTC		57,23 €	

*grâce aux larges ouvertures

ROM-R

Attelle articulée avec limitation de flexion/extension



INDICATIONS

- Immobilisation du genou en post-opératoire et/ou en rééducation (incluant les blessures des ligaments, du tendon rotulien, du cartilage articulaire, du ménisque ainsi que les fractures fixes ou stables du plateau tibial, des condyles, du tibia proximal ou du fémur distal)
- Immobilisation du genou après un traumatisme
- Traitement conservateur des blessures et/ou ruptures ligamentaires du genou
- Instabilité du genou

À RETENIR

Immobilisation modulable : montants rigides avec articulation permettant d'immobiliser ou de contrôler l'amplitude du mouvement (réglage de flexion-extension sans outils)

Confort : rembourrage intérieur en mousse et inserts en mousse au niveau des condyles

Hauteur : montants télescopiques allant de 48 à 66 cm pour une hauteur de jambe minimale de 58 cm

Ajustable : sangles découpables



Vidéos de mise en place disponibles sur www.youtube.fr

Plages de réglages Flexion/Extension

Flexion	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°
Extension	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	-
Immobilisation totale	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	-	-



Hauteur produit
48 à 66 cm

TAILLE UNIQUE 3111790460244

L.P.P.R TTC 102,29€

GenuStart® Ice

Genouillère de cryothérapie



INDICATIONS

- Thérapie par le froid et la compression des lésions et/ou ruptures ligamentaires du genou (ligaments croisés et/ou latéraux)
- Traitement pré et/ou post-opératoire
- Douleur et/ou œdème du genou

Patient cible

Patient avec inflammation et/ou douleur au genou ayant subi un traumatisme

Patient ayant une douleur chronique diagnostiquée (par exemple arthrite ou crise arthrosique)

Patient allant subir ou ayant subi une chirurgie du genou

À RETENIR

Efficacité : 2 poches de froid réutilisables. Set supplémentaire de 2 poches fourni.

Apporte un effet froid jusqu'à 20 min⁽¹⁾

Effet compressif : textile gonflable à l'aide d'une pompe externe

Facilité de mise en place : 2 sangles élastiques à ajuster

Praticité : baleines articulées amovibles

Confort : housses de protection intégrées pour les poches de froid




TAILLE UNIQUE 35 - 70 cm 3111790057789

L.P.P.R 102,29€



Vidéos de mise en place disponibles sur www.youtube.fr

(1) Données internes de marquage CE




CHEVILLE

PRINCIPE D'ACTION DES CHEVILLÈRES, ATTELLES DE CHEVILLE ET BOTTES DE MARCHÉ



CHEVILLÈRE PROPRIOCEPTIVE

Amélioration de la proprioception (perception du corps dans l'espace) par l'utilisation d'un tricot de compression



CHEVILLÈRE LIGAMENTAIRE

Maintien de la cheville en position anatomique par l'utilisation de bandes élastiques



CHEVILLÈRE STABILISATRICE

Armatures latérales rigides combinées aux sangles élastiques rigides pour assurer la stabilité de l'articulation



ATELLE DE CHEVILLE

Effet antalgique et protecteur par l'immobilisation plus rigoureuse de la cheville. Son effet compressif peut aider à la réduction de l'œdème



BOTTE DE MARCHÉ

Effet antalgique par l'immobilisation de la cheville, réduction de l'œdème grâce à une compression ajustable, adaptée également à la gestion des soins en post-opératoire



Le saviez-vous ?



6 000

personnes consultent chaque jour **un professionnel de santé** pour une entorse de la cheville, **soit 250 par heure¹ !**

Les sportifs et les jeunes

en pleine croissance sont les plus concernés¹


(1) Ameli. (2018, avril). Reconnaître une entorse de la cheville. Récupéré sur <https://www.ameli.fr/loire/assure/sante/themes/entorse-cheville/reconnaître-entorse-cheville>

LA CHEVILLE

Quelle solution pour
quelle pathologie ?

Quelles prescriptions ?







Malleo Dynastab® BOA®

Attelle stabilisatrice avec maintien bilatéral renforcé

INDICATIONS

- Immobilisation de la cheville
- Entorse moyenne à sévère de la cheville
- Prévention de la laxité/de l'instabilité chronique de la cheville en reprise d'activité sportive
- Reprise d'activités sportives
- Traitement des tendinopathies
- Traitement conservateur des atteintes du tendon d'Achille

À RETENIR

- 1 **Stabilisation** : armatures métalliques rigides latérales combinées à un système de sangles élastiques
 - 2 **Facilité de fermeture** : système de serrage BOA®* Fit System pour un serrage rapide, homogène et micro ajustable. Système BOA®* garantie à vie
 - 3 **Confort** : produit fin et discret qui s'insère dans une chaussure fermée
- Produit bilatéral



	MalleoDynastab® BOA	MalleoDynastab®
0 16 - 19 cm	3111790045311	-
1 19 - 22 cm	3111792351014	3111790235842
2 22 - 26 cm	3111792351021	3111790235859
3 26 - 30 cm	3111792351038	3111790235866
L.P.R TTC		27,44 €



Vidéo de mise en place
disponible sur
www.youtube.fr

Notre gamme
IMPACT



Ligacast®

Attelle stabilisatrice de cheville

INDICATIONS

- Entorse moyenne à sévère de la cheville
- Instabilité chronique de la cheville

À RETENIR

Stabilisation : coques latérales rigides en plastique

Confort : inserts amovibles en mousse avec surépaisseur de protection au niveau des malléoles

Ajustabilité : réglage précis par sangles auto-agrippantes

Sangle sous talon réglable en largeur

Produit bilatéral



0	< 140 cm	3111790070665
1	> 140 cm	3111790070672

L.P.P.R.TTC 27,44 €

Ligacast® Air +

Attelle stabilisatrice de cheville avec inserts gonflables



INDICATIONS

- Entorse moyenne à sévère de la cheville
- Instabilité chronique de la cheville
- Douleur/Œdème de la cheville

À RETENIR

Stabilisation : coques latérales rigides en plastique

Confort: inserts gonflables latéraux assurant la compression de l'articulation et s'adaptant à la morphologie

Praticité : ajustement du niveau de compression grâce à une poire de gonflage indépendante

Ajustabilité : réglage précis par sangles auto-agrippantes

Sangle sous talon réglable en largeur

Produit bilatéral



0	< 140 cm	3111790070702
1	> 140 cm	3111790070719

L.P.P.R.TTC 27,44 €

Ligacast® Ice

Attelle stabilisatrice de cheville avec poches de froid



INDICATIONS

- Entorse moyenne à sévère de la cheville
- Instabilité chronique de la cheville
- Douleur/Œdème de la cheville
- Thérapie par le froid suite à des lésions ligamentaires de la cheville

À RETENIR

Stabilisation : coques latérales rigides en plastique

Confort : inserts amovibles en mousse avec surépaisseur de protection au niveau des malléoles

Praticité : poches de froid amovibles pour un traitement par cryothérapie

Ajustabilité : réglage précis par sangles auto-agrippantes

Sangle sous talon réglable en largeur

Produit bilatéral



0	< 140 cm	3111790070689
1	> 140 cm	3111790070696

L.P.P.R.TTC 27,44 €

MalleoSoft

Chevillère élastique proprioceptive de classe 2



INDICATIONS

- Douleur et/ou œdème résiduel post-opératoire, post-traumatique
- Soutien proprioceptif à la rééducation
- Reprise d'activités sportives
- Compression pour cicatrisation plaies/brûlures

À RETENIR

Effet proprioceptif : tricot élastique de compression classe 2 (15-20 mmHg/20,1-27 hPa)

Confort : tricotage anatomique avec zones spécifiques au niveau des malléoles

Produit bilatéral



1	19 - 21 cm	3111790242369
2	21 - 23 cm	3111790242376
3	23 - 25 cm	3111790242383
4	25 - 27 cm	3111790242390
5	27 - 30 cm	3111790242406

L.P.P.R TTC **7,05 €**

MalleoAction

Chevillère élastique proprioceptive de classe 3



INDICATIONS

- Entorse légère de la cheville (phase aiguë)
- Douleur et/ou œdème résiduel post-opératoire, post-traumatique.
- Instabilité articulaire/laxité
- Soutien proprioceptif à la rééducation
- Reprise d'activités sportives
- Compression pour cicatrisation plaies/brûlures

À RETENIR

Effet proprioceptif : tricot élastique de compression classe 3 (20-36 mmHg/27,1-48 hPa)

Confort : tricotage anatomique avec zones spécifiques au niveau des malléoles

Mise en place facilitée : languettes brevetées

Produit bilatéral



T0	16 - 19 cm	3111797400694
T1	19 - 21 cm	3111797400700
T2	21 - 23 cm	3111797400717
T3	23 - 25 cm	3111797400724
T4	25 - 27 cm	3111797400731
T5	27 - 30 cm	3111797400748

L.P.P.R TTC **16,19 €**

 Existe en
Sur-Mesure Patient

Silistab® Malleo

Chevillère élastique proprioceptive de classe 3 avec protection des malléoles



INDICATIONS

- Entorse légère de la cheville (phase aiguë)
- Douleur et/ou œdème résiduel post-opératoire, post-traumatique.
- Instabilité articulaire/laxité
- Soutien proprioceptif à la rééducation
- Reprise d'activités sportives
- Compression pour cicatrisation plaies/brûlures.

À RETENIR

Effet proprioceptif : tricot élastique de compression classe 3 (20-36 mmHg/27,1-48 hPa)

Confort : tricotage de forme anatomique

Protection des malléoles et du cou de pied : insert en silicone

Produit bilatéral



1	19 - 20 cm	3111790236146
2	21 - 22 cm	3111790236153
3	23 - 24 cm	3111790236160
4	25 - 27 cm	3111790236177
5	28 - 30 cm	3111790236184
6	31 - 33 cm	3111790236191

L.P.P.R TTC **18,77 €**

Silistab® Achillo

Chevillère élastique proprioceptive de classe 3 pour tendon d'Achille

INDICATIONS

- Traitement conservateur de la rupture du tendon d'Achille
- Douleur et œdème post-opératoire du tendon d'Achille
- Traitement et prévention des blessures du tendon d'Achille : tendinopathies, ténosynovite, bursite et maladie d'Haglund
- Prévention des blessures sportives du tendon d'Achille

À RETENIR

- 1 **Protection du tendon d'Achille** : insert péri achilléen pour limiter les chocs
- 2 **Décharge du tendon d'Achille** : paires de deux talonnettes emboîtables permettant 3 hauteurs de décharge (5, 8 ou 13 mm)
- 3 **Effet proprioceptif** : tricot élastique* de compression classe 3 (20-36mmHg /27,1-48 hPa)
- 4 **Confort** : tricotage de forme anatomique avec zones spécifiques au niveau des malléoles
- 5 **Mise en place facilitée** : Languettes brevetées

Produit bilatéral



Talonnettes incluses



1	19 - 21 cm	3111790041542
2	21 - 23 cm	3111790041559
3	23 - 25 cm	3111790041566
4	25 - 27 cm	3111790041573
5	27 - 30 cm	3111790041580

L.P.P.R.TTC

18,77 €

💡 Pensez-y !

En cas de tendinite du talon d'Achille n'hésitez pas à conseiller en complément Argicalm® pour l'application du froid sur le tendon d'Achille afin de réduire l'inflammation sur les premiers jours de la tendinite*

Pack chaud/froid Argicalm®
Coussin d'argile thermique réutilisable



*Roberto 2015 - Achilles Tendinosis : Treatment Options



Ligastrap® Malleo

Chevillère proprioceptive ligamentaire avec sangles de strapping



INDICATIONS

- Entorse légère de la cheville (phase aiguë)
- Douleur et/ou œdème résiduel post-opératoire, post-traumatique
- Instabilité articulaire/laxité
- Soutien proprioceptif à la rééducation
- Reprise d'activités sportives
- Compression pour cicatrisation plaies/brûlures.

À RETENIR

Maintien renforcé : double serrage de maintien latéral préservant la flexion extension et sangle additionnelle de renfort amovible

Effet proprioceptif : tricot élastique de compression classe (20-36mmHg/27,1-48 hPa)

Mise en place facilitée : languettes brevetées

Produit bilatéral



1	19 - 21 cm	3111790874232
2	21 - 23 cm	3111790874249
3	23 - 25 cm	3111790874256
4	25 - 27 cm	3111790874263
5	27 - 30 cm	3111790874270

L.P.P.R TTC

16,19 €



Vidéos de mise en place disponibles sur www.youtube.fr

MalleoPro Activ

Chevillère élastique proprioceptive de classe 3 renforcée



INDICATIONS

- Entorse légère de la cheville (phase aiguë)
- Douleur et/ou œdème résiduel post-opératoire, post-traumatique
- Instabilité articulaire/laxité
- Soutien proprioceptif à la rééducation
- Reprise d'activités sportives
- Compression pour cicatrisation plaies/brûlures

À RETENIR

Effet proprioceptif : tricot élastique de compression classe 3 (20-36 mmHg/27,1-48 hPa)

Maintien : grâce au renfort latéral intégré pour limiter la rotation de la cheville

Confort : tricotage de forme anatomique* (zones spécifiques) et inserts en silicone pour la protection des malléoles



Droit

	Gris	Noir
1	28 - 29 cm	3111790236405
2	30 - 31 cm	3111790236443
3	32 - 33 cm	3111790236481
4	34 - 35 cm	3111790236528
5	36 - 38 cm	3111790236566



Gauche

	Gris	Noir
1	28 - 29 cm	3111790236412
2	30 - 31 cm	3111790236450
3	32 - 33 cm	3111790236498
4	34 - 35 cm	3111790236535
5	36 - 38 cm	3111790236573

L.P.P.R TTC

18,77 €

Entorse de cheville ? Utiliser le PROTOCOLE RICE



Repos relatif

Utiliser, par exemple, les cannes **Globe Trotter** en cas de déplacement



Ice

Appliquer par exemple **Argicalm®** (taille 2) pendant 20 minutes



Compression

Utiliser par exemple **Venoflex FAST**, les chaussettes de compression médicale



Élévation

Mettre le membre lésé en élévation lors de position assise ou couchée

INDICATIONS COMMUNES LigaStep FIX WALKER, LigaStep AIR WALKER, LigaStep ROM WALKER

- Immobilisation post-opératoire/post-traumatique de la cheville/du pied.
- Entorse sévère de la cheville/du pied
- Fracture stable du tiers inférieur de la jambe (version longue)
- Traitement conservateur de la fracture de la cheville/du pied
- Tendinopathie sévère de la cheville/du pied
- Traitement conservateur de la rupture du tendon d'Achille.

LigaStep FIX Walker

Botte de marche à montants latéraux rigides



À RETENIR

Immobilisation : montants latéraux en aluminium conformables et fixes à 90°

Confort : semelle extérieure antidérapante incurvée qui favorise une marche naturelle

Protection : semelle large favorisant la stabilité et chausson recouvrant les orteils. Lot de coussinets inclus avec le produit pour protéger les malléoles

Praticité : sangles auto-agrippantes repositionnables et chausson amovible et lavable

Produit bilatéral



Pointure	Version courte	Version longue
XS < 35	3111790045656	3111790045601
S 35 - 38	3111790045663	3111790045618
M 39 - 43	3111790045670	3111790045625
L 44 - 47	3111790045687	3111790045632
XL > 47	3111790045694	3111790045649

L.P.P.R TTC 64,40 €

LigaStep AIR Walker

Botte de marche à montants fixes et chausson gonflable



À RETENIR

Immobilisation : montants latéraux en aluminium conformables et fixes à 90°

Ajustabilité : chausson avec cellule d'air et pompe intégrées pour une adaptation tout au long du traitement

Confort : semelle extérieure antidérapante incurvée qui favorise une marche naturelle

Protection : semelle large favorisant la stabilité et chausson recouvrant les orteils. Lot de coussinets inclus avec le produit pour protéger les malléoles

Praticité : sangles auto-agrippantes repositionnables et chausson amovible et lavable

Produit bilatéral



Pointure	Version courte	Version longue
XS < 35	3111790045854	3111790045809
S 35 - 38	3111790045861	3111790045816
M 39 - 43	3111790045878	3111790045823
L 44 - 47	3111790045885	3111790045830
XL > 47	3111790045892	3111790045847

L.P.P.R TTC 64,40 €

LigaStep ROM Walker

Botte de marche articulée avec réglage de flexion/extension



À RETENIR

Immobilisation : montants latéraux conformables en aluminium avec réglage d'amplitude articulaire par incrément de 7,5° (de 45° de dorsiflexion à 45° de flexion plantaire). Immobilisation possible à possible à 0°, 7,5°, 15°, 22,5° et 30°

Confort : semelle extérieure antidérapante incurvée qui favorise une marche naturelle

Protection : semelle large favorisant la stabilité et chausson recouvrant les orteils. Lot de coussinets inclus avec le produit pour protéger les malléoles

Praticité : sangles auto-agrippantes repositionnables et chausson amovible et lavable

Produit bilatéral



Pointure	Version courte	Version longue
XS < 35	3111790045755	3111790045700
S 35 - 38	3111790045762	3111790045717
M 39 - 43	3111790045779	3111790045724
L 44 - 47	3111790045786	3111790045731
XL > 47	3111790045793	3111790045748

L.P.P.R TTC 64,40 €

XLR8

Botte de marche à coque rigide avec inserts gonflables

INDICATIONS

- Entorse sévère de la cheville
- Fractures stables ou stabilisées par chirurgie du tiers inférieur de la jambe, de la cheville ou du pied

À RETENIR

Immobilisation : coque intégrale et panneau avant rigides


Ajustabilité : deux cellules d'air indépendantes intégrées à la coque, permettant un ajustement anatomique et facilitant la réduction de l'œdème

Stabilité : large semelle incurvée et anti dérapante

Confort : chausson interne amovible et lavable, arceau de protection des orteils

Produit bilatéral



	 Pointure	Version courte	Version longue
XS	< 35	3111790270119	3111790270010
S	35 - 38	3111790270126	3111790270027
M	39 - 43	3111790270133	3111790270034
L	44 - 47	3111790270140	3111790270041
XL	> 47	3111790270157	3111790270058
L.P.P.R.TTC		64,40 €	



Vidéos de mise en place
disponibles sur
www.youtube.fr



Pensez-y !

Entorse de cheville ?
Utiliser le PROTOCOLE RICE



Repos relatif

Utiliser, par exemple, les cannes **Globe Trotter** en cas de déplacement



Ice

Appliquer par exemple **Argicalm®** (taille 2) pendant 20 minutes



Compression

Utiliser par exemple **Venoflex FAST**, les chaussettes de compression médicale




Élévation

Mettre le membre lésé en élévation lors de position assise ou couchée



LE PIED | Quelle solution pour quelle pathologie ?

Quelles prescriptions ?



SEMELLE OU TALONNETTE

Amortissement articulaire

Bursite

Métatarsalgie

Aponévrosite plantaire

Pedipro



page **87**

Pedipro plus



page **87**

CHAUSSURE DE DÉCHARGE

Décharge du talon

Ulcère plantaire
Post-opératoire
Lésions
et fractures

Podo-med T500501



Podo-med T500511



page **88**

Décharge de l'avant-pied

Ulcère plantaire
Post-opératoire
Lésions
et fractures

Podo-med T500301

page **88**



Podo-med T500401




Podo-med T500451 **Podo-med T500471**



page **89**

SpryStep®

Releveur de pied postérieur dynamique



Vidéos de présentation

INDICATIONS

Ces indications sont pour des déficits biomécaniques qui peuvent être d'origine neurologique, traumatique ou musculaire

- Flexion plantaire excessive pendant la phase oscillante (due à une faiblesse des muscles de la dorsiflexion)
- Faiblesse des muscles fléchisseurs de la cheville ≤ 3
- Force des muscles extenseurs de la cheville ≤ 4
- Instabilité légère du genou pendant la phase d'appui
- Hyperextension du genou
- Pied tombant à l'effort. Pied tombant. Pied qui claque. Fauchage. Flexion plantaire de l'articulation de cheville controlatérale en phase d'appui médiane («Vaulting gait deviation»). Steppage
- Inclinaison controlatérale du tronc/basculement de l'hémibassin.
- Boiterie de Trendelenburg (Trendelenburg gait limp)

À RETENIR

Dynamisme : position latérale postérieure du montant afin d'optimiser l'observance et la restitution d'énergie lors de la marche

Stabilité et effet rebond : diversité de matériaux composites offre au patient un bon équilibre entre flexibilité et rigidité pour améliorer et permettre un déroulé du pas plus naturel

Résistance et légèreté : structure en composite, légère et durable, conçue avec une combinaison de matériaux spécifique et un processus de fabrication précis

Adaptabilité : semelle découpable pour un meilleur ajustement anatomique




	Pointure	Hauteur	
SpryStep® droit			
XS	33 - 37	30 cm	3111790170723
S	36 - 39	32 cm	3111790170747
M	38 - 42	34 cm	3111790170761
L	41 - 44	36 cm	3111790170785
XL	44 - 47	38 cm	3111790170808
L.P.P.R TTC			76,22 €



	Pointure	Hauteur	
SpryStep® gauche			
XS	33 - 37	30 cm	3111790170730
S	36 - 39	32 cm	3111790170754
M	38 - 42	34 cm	3111790170778
L	41 - 44	36 cm	3111790170792
XL	44 - 47	38 cm	3111790170815
L.P.P.R TTC			76,22 €

SpryStep® Flex

Releveur de pied postérieur dynamique



Vidéos de présentation

INDICATIONS

Ces indications sont pour des déficits biomécaniques qui peuvent être d'origine neurologique, traumatique ou musculaire

- Flexion plantaire excessive pendant la phase oscillante (due à une faiblesse des muscles fléchisseurs de la cheville)
- Faiblesse des muscles fléchisseurs de la cheville ≤ 4 .
- Hyperextension du genou
- Pied tombant à l'effort. Pied tombant
- Pied qui claque. Fauchage. Flexion plantaire de l'articulation de cheville controlatérale en phase d'appui médiane («Vaulting gait deviation»)
- Inclinaison controlatérale du tronc/basculement de l'hémibassin. Boiterie de Trendelenburg (Trendelenburg gait/limp)

Patient cible

Patient avec activités dynamiques (marche rapide, course à pied, surface instable ...)

À RETENIR

Dynamisme : montant en spirale à 180° offre une grande flexibilité tout en permettant un retour d'énergie idéal pour les personnes ayant une activité physique intensive

Stabilité et effet rebond : diversité de matériaux composites offre au patient un bon équilibre entre flexibilité et rigidité pour améliorer et permettre un déroulé du pas plus naturel

Résistance et légèreté : structure en composite, légère et durable, conçue avec une combinaison de matériaux spécifique et un processus de fabrication précis

Adaptabilité : semelle découpable pour un meilleur ajustement anatomique.



	Pointure	Hauteur	
SpryStep Flex droit			
XS	33 - 37	30 cm	4035459333399
S	36 - 39	32 cm	4035459333412
M	38 - 42	34 cm	4035459333436
L	41 - 44	36 cm	4035459333450
XL	44 - 47	38 cm	4035459333474
L.P.P.R TTC			76,22 €



	Pointure	Hauteur	
SpryStep Flex gauche			
XS	33 - 37	30 cm	4035459333405
S	36 - 39	32 cm	4035459333429
M	38 - 42	34 cm	4035459333443
L	41 - 44	36 cm	4035459333467
XL	44 - 47	38 cm	4035459333481
L.P.P.R TTC			76,22 €



SpryStep® Pediatric

Releveur de pied postérieur dynamique



Vidéos de présentation

INDICATIONS

Ces indications sont pour des déficits biomécaniques qui peuvent être d'origine neurologique, traumatique ou musculaire :

- Pied tombant sur les trois plans anatomiques
- Hyperextension légère du genou
- Hypotonie musculaire
- Instabilité légère de la cheville et du pied
- Hypertonie musculaire

À RETENIR

- 1 - **Dynamisme** : position latérale postérieure du montant afin d'optimiser l'observance et la restitution d'énergie lors de la marche
- 2 - **Stabilité et effet rebond** : diversité de matériaux composites offre au patient un bon équilibre entre flexibilité et rigidité pour améliorer et permettre un déroulé du pas plus naturel
- 3 - **Résistance et légèreté** : structure en composite, légère et durable, conçue avec une combinaison de matériaux spécifique et un processus de fabrication précis
- 4 - **Adaptabilité** : 3 zones facilement découpable pour un meilleur ajustement anatomique: semelle (avant-pied et côté médial) et coque de mollet

Prise de mesure SpryStep® Pediatric

	Pointure	Longueur pied	
		Mini	Maxi
XS	17 - 22	9,5 cm	14,5 cm
S	22 - 26	11 cm	16 cm
M	26 - 28	12,5 cm	27,5 cm
L	28 - 31	28 cm	31 cm
XL	31 - 33	31 cm	33 cm


Codes SpryStep® Pediatric

	Droite	Gauche
XS	40354 5933419 8	40354 5933420 4
S	40354 5933421 1	40354 5933422 8
M	40354 5933423 5	40354 5933424 2
L	40354 5933425 9	40354 5933426 6
XL	40354 5933427 3	40354 5933428 0

▶ Vidéo de mise en place disponible sur www.youtube.fr

SpryStep® Plus

Releveur de pied antérieur dynamique



INDICATIONS

Ces indications sont pour des déficits biomécaniques qui peuvent être d'origine neurologique, traumatique ou musculaire

- Flexion plantaire excessive pendant la phase oscillante (due à une faiblesse des muscles fléchisseurs de la cheville)
- Flexion excessive du genou pendant la phase d'appui (due à une faiblesse des muscles extenseurs de la cheville)
- Faiblesse des muscles fléchisseurs de la cheville ≤ 3
- Pied tombant à l'effort. Pied tombant. Pied qui claque. Fauchage
- Force des muscles extenseurs de la cheville 3 ou 4
- Flexion plantaire de l'articulation de cheville controlatérale en phase d'appui médiane («Vaulting gait deviation»). Steppage
- Instabilité du genou légère à modérée pendant la phase d'appui
- Inclinaison controlatérale du tronc/basculement de l'hémibassin. Boiterie de Trendelenburg (Trendelenburg gait/limp)
- Faiblesse légère du quadriceps

À RETENIR

Accompagnement et maintien : structure en carbone antérieure qui accompagne et guide le genou vers l'extension, aide les fléchisseurs plantaires affaiblis à la propulsion et au maintien du genou pendant la phase d'appui

Stabilité et effet rebond : diversité de matériaux composites offre au patient un bon équilibre entre flexibilité et rigidité pour améliorer la marche et permettre l'inclinaison du tibia lors de la phase d'appui

Dynamisme : montant en position latérale postérieure pour optimiser l'observance et la restitution d'énergie lors de l'activité physique

Résistance et légèreté : structure en composite, légère et durable, conçue avec une combinaison de matériaux spécifique et un processus de fabrication précis

Adaptabilité : semelle découpable pour un meilleur ajustement anatomique



Vidéos de présentation

Prise de mesure SpryStep® Plus


	Pointure	Longueur pied		Largeur pied		Hauteur produit
		Mini	Maxi	Mini	Maxi	
XS	33 - 37	21,5 cm	24,5 cm	29 cm	37 cm	33 cm
S	36 - 39	23 cm	26 cm	32,5 cm	40 cm	36 cm
M	38 - 42	24,5 cm	27,5 cm	35,5 cm	43 cm	39,5 cm
L	41 - 44	26 cm	29 cm	38,5 cm	46,5 cm	42,5 cm
XL	44 - 47	29 cm	30,5 cm	42 cm	49,5 cm	45,5 cm

Codes SpryStep® Plus

	Droite	Gauche
XS	3111790170525	3111790170532
S	3111790170549	3111790170556
M	3111790170563	3111790170570
L	3111790170587	3111790170594
XL	3111790170600	3111790170617
L.P.P.R TTC	76,22 €	

SpryStep® Max

Releveur de pied antérieur dynamique



INDICATIONS

Ces indications sont pour des déficits biomécaniques qui peuvent être d'origine neurologique, traumatique ou musculaire

- Flexion plantaire excessive pendant la phase oscillante (due à une faiblesse des muscles de la dorsiflexion)
- Instabilité du genou légère à prononcée pendant la phase d'appui
- Faiblesse des quadriceps
- Flexion excessive du genou pendant la phase d'appui (due à une faiblesse des muscles extenseurs de la cheville)
- Douleur en mouvement à la dorsiflexion.
- Pied tombant. Pied qui claque
- Amputation partielle du pied (niveau le plus proximal : Chopart)

À RETENIR

Accompagnement et maintien du genou : structure en carbone antérieure qui accompagne et guide le genou vers l'extension, aide les fléchisseurs plantaires affaiblis à la propulsion et au maintien du genou pendant la phase d'appui

Stabilité et effet rebond : association de matériaux composites (bon équilibre entre flexibilité et rigidité) et système de force en 3 points pour améliorer la marche et permettre l'inclinaison du tibia lors de la phase d'appui

Résistance et légèreté : structure réalisée en matériaux composites avec fibres de carbone, de dyneema, de verre et d'aramide

Praticité : position latérale de la tige, antérieur à la malléole permettant une insertion facile dans la chaussure

Adaptabilité au patient : semelle découpable



Vidéos de présentation

Prise de mesure SpryStep® Max

	Pointure	Longueur pied		Hauteur produit
		Mini	Maxi	
XS	31 - 34	19,5 cm	21,5 cm	33,5 cm
S	34 - 37	21 cm	23 cm	37 cm
M	37 - 40	23 cm	25,5 cm	39,5 cm
L	40 - 43	25,5 cm	27,5 cm	42 cm
XL	43 - 46	27,5 cm	29 cm	42 cm

Codes SpryStep® Max

	Droite	Gauche
XS	3111790170624	3111790170631
S	3111790170648	3111790170655
M	3111790170662	3111790170679
L	3111790170686	3111790170693
XL	3111790170709	3111790170716
L.P.P.R TTC	76,22 €	



THUASNE DEUTSCHLAND GmbH,
Im Steinkamp 12, 30938 Burgwedel.

Pero-med AFO III/II

Releveur de pied postérieur thermoformable

INDICATIONS

- Faiblesse légère à modérée des muscles releveurs du pied
- Parésie légère (III^{ème} et II^{ème} degré) sans spasticité

À RETENIR

Relève du pied : maintien du pied à angle droit afin de sécuriser la marche

Ajustement/Adaptation morphologique : plastique thermoformable

Confort : produit léger



Pointure	Droit	Gauche
S 35 - 37	4035459274623	4035459274630
M 37 - 39	4035459274647	4035459274654
L 39 - 41	4035459274661	4035459274678
XL 41 - 44	4035459274685	4035459274692
L.P.P.R TTC	74,22€	

Pedipro

Semelles et talonnettes silicone



INDICATIONS

- Personnes souffrant de métatarsalgie et/ou fasciite plantaire
- Personnes souffrant de douleurs articulaires et/ou tendineuses

À RETENIR

Répartition et absorption des vibrations par le silicone souple
 Confort et respirabilité grâce aux canaux de ventilation
 Maintien renforcé par les pastilles auto-agrippantes (concerne uniquement les talonnettes)
 Vendues par paire
 Épaisseur sous talon : 8 mm

Pointure	Semelles
1 37 - 39	3111790265597
2 40 - 41	3111790265603
3 42 - 43	3111790265610
4 44 - 46	3111790265627

Pointure	Talonnettes
1 36 - 39	3111790265573
2 40 - 46	3111790265580
L.P.P.R TTC	NON REMBOURSÉ S.S.

Pedipro plus

Semelles et talonnettes silicone avec inserts anatomiques



INDICATIONS

- Personnes souffrant de métatarsalgie et/ou fasciite plantaire
- Personnes souffrant de douleurs articulaires et/ou tendineuses.

À RETENIR


Répartition et absorption des vibrations : silicone souple
 Hygiène et confort : composants favorisant fraîcheur et hygiène* et doté d'inserts anatomiques au niveau du talon et métatarses (semelle) ou épine calcanéenne (talonnette)
 Tenue renforcée dans la chaussure : pastilles auto-agrippantes (concerne uniquement les talonnettes)
 Vendues par paires
 Épaisseur sous talon : 8 mm

Pointure	Semelles
1 37 - 39	3111790265672
2 40 - 41	3111790265689
3 42 - 43	3111790265696
4 44 - 46	3111790265702

Pointure	Talonnettes
1 36 - 39	3111790265634
2 40 - 46	3111790265641
L.P.P.R TTC	NON REMBOURSÉ S.S.

* Silicone - polyamide - argent.

Retrouvez les talonnettes en silicone évolutives dans notre gamme Selfcare*



Talonnettes silicone évolutives

INDICATIONS

- Douleurs au talon et au pied (métatarsalgie, fasciite plantaire)
- Pied rhumatoïde
- Soulagement des tendinites

À RETENIR

Répartition et absorption des vibrations : silicone souple
 Évolutif : inserts anatomiques amovibles

Pointure	Talonnettes
1 36 - 39	3111790068228
2 40 - 46	3111790068235

* Gamme non prise en charge par la Sécurité sociale



Podo-med T500501

Chaussure de décharge du talon

INDICATIONS

- Usage post-opératoire, ulcères plantaires, lésions et fractures

À RETENIR

Décharge : semelle plantaire incorporée, ajustable par meulage

Confort : intérieur sans couture pour éviter les zones de pression

Mise en place et soin facilités : ouverture complète et réglage par sangles auto-agrippantes



Pointure



Longueur pied

S	35 - 37	22 - 23 cm	4035459100953
M	38 - 40	24 - 25 cm	4035459100946
L	41 - 43	26 - 27 cm	4035459100939
XL	44 - 46	28 - 29 cm	4035459100960
L.P.P.R TTC			30,49 €



Podo-med T500511

Chaussure de décharge du talon avec protège talon

INDICATIONS

- Usage post-opératoire, ulcères plantaires, lésions et fractures

À RETENIR

Décharge : semelle plantaire incorporée, ajustable par meulage

Protection : coiffe de talon amovible avec renfort supplémentaire au niveau du talon

Confort : intérieur sans couture pour éviter les zones de pression

Mise en place et soin facilités : ouverture complète et réglage par sangles auto-agrippantes



Pointure



Longueur pied

S	35 - 37	22 - 23 cm	4035459146562
M	38 - 40	24 - 25 cm	4035459146555
L	41 - 43	26 - 27 cm	4035459146548
XL	44 - 46	28 - 29 cm	4035459146579
L.P.P.R TTC			30,49 €



Podo-med T500301

Chaussure de décharge de l'avant-pied

INDICATIONS

- Usage post-opératoire après intervention sur l'avant-pied, ulcères plantaires, lésions et fractures

À RETENIR

Décharge : bloc talonnier en flexion dorsale de 10°

Confort : talon arrondi pour une marche sûre et confortable. Intérieur sans couture pour éviter les zones de pression

Mise en place et soin facilités : ouverture complète et réglage par sangles auto-agrippantes



Pointure



Longueur pied

S	35 - 37	22 - 23 cm	4035459100830
M	38 - 40	24 - 25 cm	4035459100823
L	41 - 43	26 - 27 cm	4035459100816
XL	44 - 46	28 - 29 cm	4035459100847
L.P.P.R TTC			30,49 €





Podo-med T500401

Chaussure de décharge de l'avant-pied à semelle longue (avec protection pour les orteils)

INDICATIONS


- Usage post-opératoire, ulcères plantaires, lésions et fractures

À RETENIR

Décharge : bloc talonnier en flexion dorsale de 10°

Protection : semelle longue (surface allongée) et bord de protection pour les orteils

Confort : talon arrondi pour une marche sûre et confortable. Intérieur sans couture pour éviter les zones de pression



	Pointure	Longueur pied	
XS	32 - 34	20 - 21 cm	4035459135122
S	35 - 37	22 - 23 cm	4035459100878
M	38 - 40	24 - 25 cm	4035459100861
L	41 - 43	26 - 27 cm	4035459100854
XL	44 - 46	28 - 29 cm	4035459100885
L.P.P.R TTC			30,49 €



Podo-med T500451

Chaussure de décharge de l'avant-pied à semelle longue

INDICATIONS

- Usage post-opératoire, ulcères plantaires, lésions et fractures

À RETENIR

Décharge : bloc talonnier en flexion dorsale de 10°

Protection : semelle longue (surface allongée)

Confort : talon arrondi pour une marche sûre et confortable. Intérieur sans couture pour éviter les zones de pression



	Pointure	Longueur pied	
XS	32 - 34	20 - 21 cm	4035459135139
S	35 - 37	22 - 23 cm	4035459105446
M	38 - 40	24 - 25 cm	4035459105439
L	41 - 43	26 - 27 cm	4035459105422
XL	44 - 46	28 - 29 cm	4035459153744
L.P.P.R TTC			30,49 €



Podo-med T500471

Chaussure à décharge de l'avant-pied à semelle longue (avec sangle de maintien de l'avant-pied)

INDICATIONS

- Usage post-opératoire, ulcères plantaires, lésions et fractures

À RETENIR

Décharge : bloc talonnier en flexion dorsale de 10°

Protection et maintien : semelle longue (surface allongée) et sangle auto-agrippante en bout du pied

Confort : talon arrondi pour une marche sûre et confortable. Intérieur sans couture pour éviter les zones de pression



	Pointure	Longueur pied	
XS	32 - 34	20 - 21 cm	4035459135146
S	35 - 37	22 - 23 cm	4035459125437
M	38 - 40	24 - 25 cm	4035459125420
L	41 - 43	26 - 27 cm	4035459125413
XL	44 - 46	28 - 29 cm	4035459125444
L.P.P.R TTC			30,49 €



JUNIOR & AUTRES GAMMES

Ligaflex® junior

Sangles d'immobilisation claviculaire



INDICATIONS

- Fractures non chirurgicales de la clavicule

À RETENIR

Stabilisation : deux sangles dorsales croisées fixées sur un ancrage rembourré

Adaptabilité : sangles ajustables par découpe en fonction de la taille du patient

Facilité de mise en place : serrage simultané des sangles permet de stabiliser les clavicules

Taille universelle (largeur d'épaules < 34 cm)
3111790240297

L.P.P.R TTC NON REMBOURSÉ S.S.

Manulmmo®

Attelle d'immobilisation de poignet



INDICATIONS

- Entorse du poignet
- Fracture non chirurgicale du poignet
- Immobilisation post-traumatique ou post-opératoire du poignet
- Tendinopathies du poignet
- Traitement conservateur du syndrome du canal carpien
- Épicondylite latérale
- Arthrite rhumatoïde
- Arthrose du poignet

À RETENIR

Immobilisation : baleine palmaire rigide, anatomique et conformable

Confort : tissu intérieur aéré

Pratique : système de sangles 2 en 1 permettant d'assurer un serrage homogène



Droit



Gauche

0 10 - 13 cm

3111790045380

0 10 - 13 cm

3111790045397

> 13 cm

voir pages adultes

> 13 cm

voir pages adultes

L.P.P.R TTC

56,64 €

Manurhizo

Attelle d'immobilisation du poignet et du pouce



INDICATIONS

- Entorse du pouce
- Entorse du poignet et/ou pouce
- Fracture non chirurgicale du scaphoïde
- Fracture non chirurgicale du poignet
- Immobilisation post-traumatique ou post-opératoire du poignet/pouce
- Tendinopathies du poignet et/ou du pouce
- Ténosynovite de De Quervain
- Arthrite rhumatoïde
- Épicondylite latérale
- Traitement conservateur du syndrome du canal carpien
- Arthrose du pouce/du poignet
- Déficits neuro-musculaires (contractures, main tombante, spasticité...)

À RETENIR

Immobilisation du poignet et du pouce : 2 baleines rigides, anatomiques et conformables

Confort : tissu intérieur aéré

Pratique : système de sangle 2 en 1 permettant d'assurer un serrage homogène



Droit



Gauche

0 10 - 13 cm

3111790045342

0 10 - 13 cm

3111790045359

> 13 cm

voir pages adultes

> 13 cm

voir pages adultes

L.P.P.R TTC

53,18 €

GenuAction

Genouillère élastique proprioceptive de classe 3



INDICATIONS

- Douleur et/ou œdème du genou
- Instabilité articulaire/laxité
- Soutien proprioceptif à la rééducation
- Traitement conservateur des lésions ligamentaires légères du genou
- Compression pour cicatrisation plaies/brûlures

À RETENIR

Compression et effet proprioceptif : tricot élastique de compression classe 3

Confort : tricot de forme anatomique avec zone de confort au niveau du creux poplité et de la patella
Produit bilatéral



0	28 - 31 cm	3111797400564
	> 31 cm	voir pages adultes

L.P.P.R TTC 19,30 €

GenuPro Comfort

Genouillère élastique rotulienne



INDICATIONS

- Douleur antérieure du genou ou de la patella
- Instabilité rotulienne légère
- Tendinopathie rotulienne (y compris syndrome du sauteur)
- Douleur et/ou œdème du genou
- Arthrose du genou (légère à modérée)

Patient cible

Patient avec douleur patellaire et avec activité importante

À RETENIR

- Maintien de la patella :** insert patellaire Air Flex
- Maintien latéral et tenue :** baleines latérales souples avec antiglisse
- Compression et effet proprioceptif :** tricot de forme anatomique et élastique de compression classe 3
Confort : fil de viscose qui apporte de la douceur à l'orthèse⁽¹⁾
- Praticité :** oreillettes de mise en place



0	35 - 37 cm	29,5 - 32 cm	3111790057710
L.P.P.R TTC			24,46€



Vidéo promotionnelle disponible

(1) Soft & Care : Tecni'sens EH2798 étude pour Thuasne - Février 2019. Facilité de mise en place et de retrait, confort, douceur et intention d'achat pour le Thuasne Soft & Care produit de classe 3

Ligaflex® Immo 0°

Attelle d'immobilisation du genou



INDICATIONS

- Immobilisation post-opératoire
- Immobilisation post-traumatique
- Douleur du genou

À RETENIR

Immobilisation : 3 baleines conformables radiotransparentes

Tenue : dispositif antiglisse et 4 sangles de serrage

Produit bilatéral



Ligaflex® Immo 0°

35 - 45 cm	3111790047377
------------	---------------

L.P.P.R TTC 57,23 €





MalleoAction

Chevillère élastique proprioceptive de classe 3

INDICATIONS

- Entorse légère de la cheville (phase aiguë)
- Douleur et/ou œdème résiduel post-opératoire, post-traumatique
- Instabilité articulaire/laxité
- Soutien proprioceptif à la rééducation
- Reprise d'activités sportives
- Compression pour cicatrisation plaies/brûlures

À RETENIR

Effet proprioceptif : Tricot élastique de compression classe 3 (20-36 mmHg/27,1-48 hPa)

Confort : tricotage anatomique avec zones spécifiques au niveau des malléoles

Mise en place facilitée : languettes brevetées

Produit bilatéral



0	16 - 19 cm	3111797400694
1	> 19 cm	voir pages adultes

L.P.P.R TTC **16,19 €**



Malleo Dynastab® BOA®

Attelle stabilisatrice avec maintien bilatéral renforcé

INDICATIONS

- Immobilisation de la cheville
- Entorse moyenne à sévère de la cheville
- Prévention de la laxité/de l'instabilité chronique de la cheville en reprise d'activité sportive
- Reprise d'activités sportives
- Traitement des tendinopathies
- Traitement conservateur des atteintes du tendon d'Achille

À RETENIR

Stabilisation : armatures métalliques rigides latérales combinées à un système de sangles élastiques

Facilité de fermeture : système de serrage BOA®* Fit System pour un serrage rapide, homogène et micro-ajustable. Système BOA®* garanti à vie

Confort : produit fin et discret qui s'insère dans une chaussure fermée

Produit bilatéral



0	16 - 19 cm	3111790045311
1	> 19 cm	voir pages adultes

L.P.P.R TTC **27,44 €**

*BOA® est une marque déposée de Boa Technology Inc.





LigaStep Pedi Walker

Botte de marche pédiatrique à montants latéraux rigides

INDICATIONS

- Immobilisation post-opératoire/post-traumatique de la cheville/du pied
- Entorse sévère de la cheville/du pied
- Fracture stable du tiers inférieur de la jambe
- Traitement conservateur de la fracture de la cheville/du pied

À RETENIR

Immobilisation : montants latéraux plastique et fixes à 90°

Confort : semelle extérieure anti-dérapante incurvée qui favorise une marche naturelle

Protection : semelle large favorisant la stabilité

Praticité : sangles auto-agrippantes repositionnables et chausson amovible et lavable

Produit bilatéral



Pointure

S	21 - 25	3111790045908
M	25 - 31	3111790045915
L	31 - 34	3111790045922

L.P.P.TTC 64,40 €



LigaStep Pedi Walker
Botte de marche pédiatrique
à montants latéraux rigides

Notre gamme
IMPACT



Ligacast®

Attelle stabilisatrice de cheville

INDICATIONS

- Entorse moyenne à sévère de la cheville
- Instabilité chronique de la cheville

À RETENIR

Stabilisation : coques latérales rigides en plastique

Confort : inserts amovibles en mousse avec surépaisseur de protection au niveau des malléoles

Ajustabilité : réglage précis par sangles auto-agrippantes

Sangle sous talon réglable en largeur

Modèle bilatéral



0 < 140 cm 3111790070665

L.P.P.R TTC 27,44 €

SECOURISME



Couverture isothermique

Réf. Thuasne

7551 091 000

34010 6248770 4

NON REMBOURSÉ S.S.



Écharpe triangulaire

Réf. Thuasne

7545 091 000

34010 6143930 8

NON REMBOURSÉ S.S.

Le sur-mesure patient Thuasne : un savoir-faire Français



1 site de fabrication dédié à
Saint-Étienne

Mobiderm - Cicatrix
Lymphatrex Essential - Lymphatrex Expert

- ▶ **25 personnes** à votre service
- ▶ Environ **80 000** produits confectionnés chaque année
- ▶ Une offre large
400 références produits (toutes gammes confondues)
- ▶ **98 % des commandes** expédiées sous 4 jours

THUASNEM2M

votre plateforme
de commandes et suivis
des produits sur mesure patient.

Elle vous permet de :



Gérer
votre portefeuille patient



Créer
directement vos commandes



Avoir accès à vos devis
de commande et de prise en charge sécurité sociale



Suivre
l'état de vos commandes en temps réel

Accéder à THUASNEM2M

01 /

Rendez-vous

sur notre portail de services digitaux
THUASNEcare (www.thuasne-care.com)

02 /

Connectez-vous

avec vos identifiants THUASNEcare.
Si vous n'en avez pas encore,
vous pouvez les créer en cliquant ici :



03 /

Une fois votre compte créé,
il faudra à Thuasne quelques instants
pour valider votre demande.

04 /

Dès votre demande de compte validée,
la page d'accueil THUASNEcare s'affiche.
Vous pouvez maintenant accéder
à l'outil de prise de commande THUASNEM2M en cliquant ici :



LES ÉTAPES DE LA PRISE DE MESURES

Quelques rappels essentiels :

La prise de mesures doit être réalisée par un professionnel de santé formé à l'appareillage sur-mesure, et aux spécificités de la prise de mesures Thuasne pour la délivrance de nos dispositifs. De la transmission des bonnes mesures dépendra le bien-être du vêtement sur le patient.

Protocole général

- 1 - Sélectionner la fiche de mesures correspondant à la gamme et au type d'orthèses souhaitées
- 2 - Lire la fiche en entier
- 3 - Caractériser le modèle d'orthèse destiné à appareiller le patient en cochant les cases définissant le modèle
- 4 - Placer tous les repères anatomiques en se laissant guider par la fiche de mesures
- 5 - Mesurer les circonférences aux différents repères
- 6 - Mesurer les hauteurs associées aux repères

LIVRAISON

Important

À réception de votre demande, celle-ci est analysée pour s'assurer qu'aucune information ne manque pour la réalisation de votre orthèse. En cas d'informations manquantes, vous serez contactés par notre service clientèle.

Délais de livraison :

Délai moyen pour les gammes sur-mesure patient de 4 jours ouvrés, livraison comprise (valable en France métropolitaine) ; pour plus de précision sur l'avancement de votre commande, contacter le service clientèle sur-mesure.

À réception de votre commande :

Essayer l'orthèse sur votre patient afin de valider la bonne adaptation à sa morphologie



Prendre le temps pour réaliser cette prise de mesures et ne pas hésiter à joindre des photos ou des mesures complémentaires à votre demande.



THUASNE

CONFECTION SPÉCIALE



SUR MESURE PATIENT - CEINTURES

COMMANDE *(par défaut)* **DEVIS** **RENOUVELLEMENT**

Client code

Dossier n° renouvellement

1^{er} traitement

Date : Quantité :

Nom du patient :

Prénom du patient :

Sexe : M F Enfant Taille du patient :

J'autorise mon professionnel de santé à collecter mes données et à les communiquer à la société Thuasne dans le cadre du traitement de la commande de mon dispositif médical sur mesure. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, et au règlement européen n° 2016/679/UE du 27 avril 2016, je bénéficie de droits dont notamment les droits d'accès, de rectification, de portabilité et de suppression de mes données. Je peux exercer ces droits en m'adressant par email à l'adresse en bas de page.

SIGNATURE
DU PATIENT

IDENTIFICATION
DU DÉTAILLANT

**Dans la mesure du possible, merci de joindre des photos du membre à appareiller.
Dessiner les contours du vêtement sur le schéma et barrer les mesures inutiles.**

Type de ceinture de base	BLANCHE	BEIGE	NOIR	GRIS
<input type="checkbox"/> Lombacross	-	-	<input type="checkbox"/>	-
<input type="checkbox"/> Lombax original	-	-	-	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Stomex	<input type="checkbox"/>	-	-	-
<input type="checkbox"/> Dynabelt (hauteur maxi 33 cm)	<input type="checkbox"/>	-	-	-

Hauteur dos : cm
(mini 16 cm - maxi 35 cm)
minimum 21 cm pour les ceintures lombaires

Hauteur devant : cm
(mini 13 cm selon modèle - maxi 35 cm)

⚠ L'écart entre le dos et le devant ne doit pas excéder 10 cm

Stomex

Position de la stomie du patient :


Gauche
 Droite

Fermeture ceinture Stomex

Gauche
 Droite

Commentaires

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



Circonférence en cm



CONFECTION SPÉCIALE



SUR MESURE PATIENT
CHEVILLÈRE / GENOUILLÈRE

COMMANDE (par défaut) DEVIS RENOUELEMENT

Client code

Dossier n° renouvellement

1^{er} traitement

Date : Quantité :

Nom du patient :

Prénom du patient :

Sexe : M F Enfant Taille du patient :

J'autorise mon professionnel de santé à collecter mes données et à les communiquer à la société Thuasne dans le cadre du traitement de la commande de mon dispositif médical sur mesure. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, et au règlement européen n° 2016/679/UE du 27 avril 2016, je bénéficie de droits dont notamment les droits d'accès, de rectification, de portabilité et de suppression de mes données. Je peux exercer ces droits en m'adressant par email à l'adresse en bas de page.

SIGNATURE
DU PATIENT

IDENTIFICATION
DU DÉTAILLANT

Dans la mesure du possible, merci de joindre des photos du membre à appareiller.
Dessiner les contours du vêtement sur le schéma et barrer les mesures inutiles.

Type de chevillère

- Ligastrap® Malleo
 MalleoAction

Circonférence	Mesure en cm
Circonférence <input type="text"/>	<input type="text"/>
Circonférence <input type="text"/>	<input type="text"/>
Circonférence <input type="text"/>	<input type="text"/>
Circonférence <input type="text"/>	<input type="text"/>

Type de genouillère

- Silistab® Genu
 Ligastrap® Genu
 Genu Ligaflex® fermée courte

Circonférence	Mesure en cm
Circonférence <input type="text"/>	<input type="text"/>
Circonférence <input type="text"/>	<input type="text"/>
Circonférence <input type="text"/>	<input type="text"/>
Circonférence <input type="text"/>	<input type="text"/>
Circonférence <input type="text"/>	<input type="text"/>
Circonférence <input type="text"/>	<input type="text"/>

OUVERTE
BLANC

FERMÉE
NOIR

Commentaires

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....


* Circonférences D et E uniquement pour Genu Ligaflex®.

⚠ Les hauteurs sont fixes et ne peuvent pas être adaptées

CHEVILLÈRE



GENOUILLÈRE



THUASNE SERVICE

Ordinateur, suite bureautique, digital workplace, plate-forme de travail collaboratif et télétravail : les salariés du Groupe sont connectés et ils aiment ça ! Grâce aux outils digitaux, la collaboration est plus fluide, la performance au rendez-vous et les documents nécessaires au quotidien toujours accessibles et à jour. Partant de ce constat, il nous paraissait évident de proposer une même qualité de service à nos clients. Thuasne a donc apporté un soin particulier à enrichir son offre de services en ligne dans le but de vous simplifier la vie.



MÉDIACENTER | TOUTES LES RESSOURCES VISUELLES DE THUASNE ACCESSIBLES EN LIGNE

En l'espace de quelques années, le développement de notre écosystème digital nous a permis d'offrir à nos clients des services de qualité qui facilitent le quotidien et les relations de travail. Face à la diversité et le volume sans cesse croissant des contenus marketing, il nous est apparu important de simplifier le partage et la bonne circulation de toutes les ressources visuelles qui permettent de faire vivre la marque.

Le médiacenter Thuasne c'est un grand nombre des actifs numériques de Thuasne de manière instantanée:

- Accessible de manière rapide et sécurisée
- Disponible pour tous avec une simple inscription en ligne,
- Un stock de plusieurs milliers de visuels
- Téléchargeable en plusieurs formats et poids différents
- Informations légales communiquées de façon transparente sur la plateforme



*N'attendez plus pour vous inscrire !
Connectez-vous sur : mediacenter.thuasne.com*

THUASNEcare®

Commander nos produits et retrouver l'historique de vos commandes, factures, contrats et conditions commerciales. Consulter facilement vos retours, avoirs et le stock de nos produits en temps réel.

Tableau de bord

Retrouver l'historique de vos commandes, vos factures, votre contrat et vos conditions. Gérer facilement vos retours et avoirs

Bien choisir mon produit

Retrouver les arbres décisionnels classant les produits Thuasne.

Me former

Retrouver toutes les vidéos de mise en place des produits.

Partenariat Ospharm

En un clic, pour vous ...

- Le stock Thuasne
- Le % d'évolution par famille Thuasne
- CA sell- in
- CA sell-out
- Marge
- Réassort personnalisé via votre Délégué

Lors du passage de votre Délégué

- Réassort personnalisé
- Analyse de votre assortiment
- Plus de temps pour la formation
- Merchandising ...

Et bien d'autres possibilités !

Gagner du temps via votre espace THUASNEcare®

Pour y accéder, acceptez le partage !



C'est qui ?

La coopérative des pharmaciens au service des pharmaciens

Elle fait quoi ?

Collecte et agrège les données **des + 8 000 pharmacies coopératrices** (stock / Sell-out, Sell-in, marge...)

Pour en faire quoi ?

Améliorer le pilotage et l'efficacité commerciale en restituant la donnée aux pharmacies, groupements et partenaires*.

*Rapprochez-vous de votre délégué si vous n'êtes pas encore inscrit.



Découvrez l'application Thuasne Care sur www.thuasnecare.com

Nos outils à votre disposition

pour vous accompagner au quotidien dans la délivrance
du bon produit selon le profil patient




Mannequin



Cubes Thuasne

*Posters d'aide à la délivrance
(Genou, Dos...)*



Vitrophanies

*Classes
virtuelles*



*Vidéos de mises en place
et promotionnelles*

Demandez plus d'informations à votre commercial référent

*Thuasne ne s'arrête pas à l'orthopédie,
découvrez nos autres domaines d'expertises*



Compression VENOFLEX

Gamme de compression pour hommes et femmes



Compression et lymphologie

Dispositifs médicaux de compression conçus pour le traitement des lymphoedèmes et des grandes brûlures



La gamme de maintien à domicile

Gamme de solutions pour aider les patients à conserver leur mobilité et autonomie



Après cancer du sein SILIMA®

Prothèses mammaires externes, lingerie, maillots de bains



La gamme Selfcare

Gamme conseil

Demandez nos catalogues

DES AILES POUR VOTRE SANTÉ

Pour passer ou suivre une commande et pour répondre à toutes vos questions, nos services clientèle dédiés sont disponibles du lundi au vendredi

Service Clientèle France de 8 h 30 à 18 h 30

Téléphone : 04 77 81 40 42 - Fax : 04 77 81 11 99

e-mail : back-office@thuasne.fr

Service Clientèle Sur-Mesure de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

Téléphone : 04 77 81 11 16 - Fax : 04 77 81 10 05

e-mail : sur-mesure@thuasne.fr

Siège Social : 120, rue Marius AUFAN 92300 Levallois-Perret

Thuasne Conseil est à votre disposition pour :

- Tout conseil technique sur nos produits ou les pathologies associées
- Tout conseil ou commande sur les produits de lymphologie et prothèses mammaires

Du lundi au vendredi sans interruption de **8H30 à 18H30**

Téléphone : **04 77 81 40 40**

Email : service.conseil@thuasne.fr



Retrouvez-nous sur
www.thuasne.fr

